

Медицинская центрифуга MPW-380

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 18000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 10
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 31150



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/11085 от 18.11.2011

Описание

Центрифуга MPW-380

Высокоскоростная центрифуга MPW-380 - универсальная лабораторная высокоскоростная центрифуга, которая может комплектоваться различными роторами. Центрифуга может быть использована в медицинских, биохимических, ветеринарных, промышленных лабораториях, а также везде, где важна высокая производительность, высокие параметры и точность процесса центрифугирования. Используется в молекулярной биологии, а также для исследований промышленных и пищевых масел.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/11085.

Особенности MPW-380

- Вентилируемая центрифуга.
- Функция задержки старта.
- Индукционный двигатель, не требующий ухода.
- Большой графический ЖК-дисплей. Одновременная индикация на дисплее заданного и текущего значения скорости, RCF, времени.
- 99 программ пользователя.
- 10 характеристик ускорения/торможения.
- Программирование характеристик ускорения/торможения для нескольких отрезков/серий
- Регулирование RPM/RCF (скорость оборотов в минуту/относительная центробежная сила).
- Два режима подсчета времени: от нажатия клавиши «старт» или от набора ротором заданной скорости.
- Возможность изменения параметров во время центрифугирования.
- Автоматическая идентификация ротора.
- Автоматическое открывание крышки.
- Регистрация параметров центрифугирования с помощью программы MPW Editor.
- Полностью русскоязычное меню.
- Блокировка выбранных функций, защита доступа с помощью пароля.
- Камера центрифугирования выполнена из нержавеющей стали.
- Программная установка плотности для образцов больше 1,2 г/см³.

Преимущества

Преимущества MPW-380

- Наличие эффективной системы вентиляции.
- Двигатель, не требующий ухода.
- Возможность программировать и сохранять режимы работы (скорость, ускорение, время торможения и набора скорости).
- Ручная установка радиуса для автоматической корректировки ускорения.
- Большой выбор роторов и аксессуаров.

- Русифицированное меню.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	MPW
Страна бренда	Польша
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	18000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	10
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	
	31150
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Габариты, мм	455×515×650
Вес, кг	74

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.