

# Медицинская центрифуга ЦРС-8 (ротор № 1 (8×100))

Медицинские центрифуги



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 849 670 руб. 781 697 руб.** 



Под заказ

### Области применения:

• Здравоохранение

### НДС не облагается

- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: стационарная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 8 000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 9 247

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

## Медицинская центрифуга ЦРС-8

Стационарная рефрижераторная медицинская центрифуга ЦРС-8 с частотой вращения вала до 8000 об/мин предназначена в основном для трансфузиологических кабинетов переливаний крови). Большой выбор бакет-роторов различной вместимости и угловых роторов под пробирки до 300 мл позволяют использовать её в различных лабораториях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/08047 от 02.10.2010.

Возможная комплектация

⊠Номер ротора ⊠Вместимость, мл ⊠Максималь	—— ная скорость,об/мин ⊠Максимальное ОЦУ (RCF)
🛮 Угловые роторы	
⊠Ротор № 1 ⊠8×100 ⊠8000 ⊠9247	
⊠Ротор № 7 ⊠8×50 ⊠8000 ⊠7500	
⊠Ротор № 8 ⊠4×300 ⊠8000 ⊠10035	_
<b>⊠</b> Роторы-крестовины (бакет-роторы)	<del></del>
⊠Ротор № 2 ⊠4×300 ⊠4500 ⊠4200	
<b>⊠</b> Ротор № 3 <b>⊠</b> 4×250 <b>⊠</b> 4500 <b>⊠</b> 3790	
<b>⊠</b> Ротор № 4 <b>⊠</b> 4×500 <b>⊠</b> 4000	

**⊠**3780



**⊠**Ротор № 5 **⊠**4×750

**⊠**3500

**2990** 

**⊠**Ротор № 6 **⊠**4×30

**⊠**6000

**≥**5000

Центрифуга с ротором-крестовиной 4×750 мл специально создавалась для отделений переливания крови и оптимальна при работе с контейнерами (мешками) для сбора и хранения крови ёмкостью до 500 мл включительно. Бакет-роторы 4×500 мл и 4×750 мл могут быть доукомплектованы адаптерами для пробирок.

Стальной корпус, крышка с пневматическими амортизаторами и система защитных блокировок (замок безопасности) центрифуги обеспечивают безопасную работу персонала.

Система термостатирования рассчитана на применение различных хладагентов: R22, R134a, R404a, R410a.

## Преимущества

- Бесщёточный частотно-управляемый электропривод, не требующий периодического обслуживания и исключающий образование угольной пыли.
- Быстродействующая (двухконтурная) система поддержания температуры в камере (роторе)
- с применением экологически безопасных хладагентов.
- Микропроцессорная система управления, обеспечивающая высокую точность поддержания частоты вращения привода и изменение параметров в процессе работы.
- На электронном дисплее отображаются текущие параметры работы.
- Возможность задания 9 пользовательских программ.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Xiangzhi Centrifuge
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Тип центрифуги	рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	стационарная
Макс. скорость вращения, об/мин	8 000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	50
Точность поддержания частоты вращения,	
±об/мин	50
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,	
RCF), g	9 247
Диапазон задания времени работы, мин	от 0 до 23 ч 59 мин
Диапазон задаваемых температур, °С	-2040



Максимальный шум, дБ	65
Габариты, мм	730 × 630 × 1 060
Вес, кг	200
Электропитание, В	220
Страна производства	Китай

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.