

## Медицинская водяная баня ELMi TW-2.02

Водяные бани



### Ваша цена

Розница  
**105 101 руб.**

Оптовая цена  
**100 685 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Медицинская водяная баня ELMi TW-2.02

ELMi TW-2.02 — высокоточный термостат, состоящий из нагревательного блока и ванны из нержавеющей стали, установленной в термозащитный кожух. Прибор лёгок в обращении, надёжен и обеспечивает точное поддержание температуры, что делает его незаменимым в медицинских, биологических и лабораторных исследованиях.

Водяная баня применяется для исследований гемокоагуляции, микробиологических и вирусологических анализов, клинической биохимии, а также в любых экспериментах, где требуется высокая точность температурного контроля.

ELMi TW-2.02 оснащена современным термоблоком с микропроцессорной системой управления и удобными таймерами, что обеспечивает лёгкость эксплуатации и высокую надёжность работы.

### Особенности

- Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре.
- Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя.
- Регулируемая скорость прокачки и перемешивания жидкостей.
- Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.
- Возможность подключения внешнего контура.
- Легко разбирающаяся и чистящаяся конструкция.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём ванны	8,5 л
Температурный диапазон	Ткомн. +3 – 100 °С
Дискретность установки температуры	0,1 °С
Точность поддержания температуры	±0,5 °С
Производительность нагнетающего насоса	2 – 5 л/мин

## Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры с погрешностью ±0,5 °С.
- Автоматический контроль уровня жидкости защищает нагреватель от перегрева.
- Регулируемая скорость перемешивания обеспечивает равномерное распределение температуры.
- Возможность подключения внешнего контура расширяет функциональность.
- Лёгкая разборка и простота чистки упрощают обслуживание.
- Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность и надёжность.
- Компактные размеры обеспечивают удобство размещения в лаборатории.

- Микропроцессорное управление повышает точность и удобство эксплуатации.
- Интенсивное перемешивание жидкости поддерживает стабильность термоданных.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Габариты, мм	265 × 325 × 270
Вес, кг	3.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.