

## Медицинские мягкие поперечно и продольно складные носилки Defeng DDJ-2A

Медицинские носилки



### Ваша цена

Розница  
**9 514 руб.**

Оптовая цена  
**9 360 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Длина носилок, см: 208

Товар участвует в акциях:

- Популярное

## Описание

### Медицинские мягкие поперечно и продольно складные носилки Defeng DDJ-2A

Defeng DDJ-2A – это компактные и удобные носилки с продольным и поперечным складыванием, предназначенные для оперативной эвакуации пациентов в чрезвычайных ситуациях, а также для использования в медицинских учреждениях и экстренных службах.

Конструкция носилок обеспечивает надёжную фиксацию пострадавшего и удобную транспортировку как в помещениях, так и на улице. Прочный каркас из алюминиевого сплава устойчив к коррозии и ударным нагрузкам, при этом вес изделия остаётся минимальным.

Модель DDJ-2A легко складывается в двух плоскостях – по длине и по ширине, что позволяет экономить место при хранении и обеспечивает удобство при транспортировке. Носилки комплектуются прочными ремнями безопасности и мягким ложем для комфорта пациента.

Носилки Defeng DDJ-2A незаменимы в работе скорой помощи, МЧС, спасательных служб, клиник и госпиталей, а также в условиях чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения.

### Особенности

- Двойное складывание – по длине и по ширине для удобного хранения и переноса.
- Прочный и лёгкий алюминиевый каркас с антикоррозийным покрытием.
- Мягкое ложе из влагоустойчивого и легко очищаемого материала.
- Компактные размеры в сложенном виде – идеальны для транспорта и небольших помещений.
- Устойчивость к механическим нагрузкам и воздействию влаги.
- Наличие фиксирующих ремней безопасности для надёжной фиксации пациента.
- Резиновые наконечники на ножках для предотвращения скольжения.
- Соответствие требованиям служб скорой помощи и медицинских учреждений.

### Технические характеристики

| Параметр                    | Значение                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Модель                      | Defeng DDJ-2A                         |
| Материал каркаса            | Алюминиевый сплав                     |
| Материал ложа               | Оксфордская ткань (водоотталкивающая) |
| Габариты в разложенном виде | 185 × 50 × 20 см                      |
| Габариты в сложенном виде   | 92 × 50 × 11 см                       |
| Вес                         | 7 кг                                  |
| Максимальная нагрузка       | до 159 кг                             |
| Складывание                 | Поперечное и продольное               |
| Наличие ремней              | Да, 2 фиксирующих ремня               |
| Устойчивость к влаге        | Да                                    |

## Преимущества

Медицинские мягкие поперечно и продольно складные носилки Defeng DDJ-2A сочетают компактность, надёжность и удобство транспортировки пациента в экстренных и стационарных условиях:

- Двойной механизм складывания — по продольной и поперечной оси для максимальной компактности при хранении.
- Лёгкая, но прочная алюминиевая рама — устойчива к коррозии и механическим повреждениям.
- Прочная водоотталкивающая ткань — легко очищается и обеспечивает комфорт пациента.
- Ремни безопасности — надёжная фиксация пациента при транспортировке.
- Небольшой вес конструкции — удобно переносить одному или двум сотрудникам.
- Универсальность применения — подходят для бригад скорой помощи, клиник и медицинских учреждений.
- Простая система складывания — быстрая подготовка к использованию без специальных навыков.
- Компактные размеры в сложенном виде — экономия пространства при транспортировке и хранении.
- Высокая грузоподъёмность — выдерживают вес до 159 кг без потери стабильности.
- Оптимальное решение для экстренной эвакуации и повседневной медицинской логистики.

Носилки Defeng DDJ-2A — надёжный выбор для безопасной и удобной транспортировки пациентов в любых условиях.

## Характеристики

| Параметр:                                   | Показатель:   |
|---|---|
| <b>Бренд</b>                                | Jiangsu Defeng Medical Equipment  |
| <b>Страна бренда</b>                        | Китай   |
| <b>Отрасли</b>                              | Здравоохранение, Для скорой помощи  |
| <b>Ссылка на документы</b>                  | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027666.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027666.pdf</a> |
| <b>Длина носилок, см</b>                    | 208   |
| <b>Максимальная нагрузка, кг</b>            | 160   |
| <b>Регулируемые ремни безопасности, шт.</b> | 2   |
| <b>Габариты, мм</b>                         | 2080 × 550 × 90   |
| <b>Вес, кг</b>                              | 4.6   |
| <b>Габариты в упаковке, мм</b>              | 112 × 18 × 22   |
| <b>Страна производства</b>                  | Китай   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.