

## Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-А-3В

Медицинские весы



### Ваша цена

Розница  
**13 656 руб.**

Оптовая цена  
**13 656 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

## Описание

### Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-А-3В

ТВЕС ВМЭН-200-50/100-А-3В — электронные напольные медицинские весы с расширенным функционалом, предназначенные для точного измерения массы тела пациентов и различных грузов. Модель используется в лечебно-профилактических, спортивных и культурно-оздоровительных учреждениях, а также в бытовых условиях.

Весы обеспечивают автоматическое отображение массы на дисплее, стабильные результаты измерений и удобство эксплуатации. Дополнительно реализована функция голосового сопровождения, позволяющая озвучивать результаты взвешивания, а также настраивать параметры звука.

Модель оснащена встроенным аккумулятором и может работать как автономно, так и от сети переменного тока. Конструкция предусматривает автоматическую установку нуля, выборку массы тары и экономичный режим энергопотребления.

### Особенности

- Автоматический вывод значения массы на дисплей.
- Наибольший предел взвешивания до 200 кг.
- Функция голосового сопровождения результатов взвешивания.
- Настройка типа голоса, музыкального фрагмента и громкости.
- Экономичный режим работы.
- Автоматическая установка нуля перед взвешиванием.
- Функция выборки массы тары (например, коврика).
- Работа при температуре от +10 до +40 °С.
- Питание от встроенного аккумулятора и сети.
- Функция зарядки аккумулятора.
- Контроль уровня напряжения аккумулятора.
- Универсальность применения для пациентов и грузов.

### Комплект поставки

- Весы — 1 шт.
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Транспортная упаковка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Цена деления	50 г (до 100 кг), 100 г (свыше 100 кг)
Погрешность измерения	±25 г (до 25 кг), ±50 г (до 100 кг), ±100 г (свыше 100 кг)

Диапазон выборки массы тары	от 0 до 20 кг
Время измерения	не более 3 с
Температура эксплуатации	от +10 до +40 °С
Срок службы	8 лет
Голосовое сопровождение	наличие
Функция тарирования	наличие
Автоматическая установка нуля	наличие
Режим энергосбережения	наличие
Контроль напряжения аккумулятора	наличие

## Преимущества

- Наибольший предел взвешивания до 200 кг для работы с широким диапазоном пациентов и грузов.
- Высокая точность измерений с дискретностью 50 г до 100 кг и 100 г свыше 100 кг.
- Автоматический вывод результатов взвешивания на дисплей.
- Функция голосового сопровождения с возможностью настройки типа сигнала и громкости.
- Экономичный режим работы для снижения энергопотребления.
- Автоматическая установка нуля перед началом измерения.
- Функция выборки массы тары (например, коврика или одежды).
- Работа от встроенного аккумулятора и сети переменного тока.
- Функция зарядки аккумулятора и контроль уровня его напряжения.
- Стабильные показания при взвешивании пациентов.
- Сигнализация о перегрузке для защиты измерительного механизма.
- Простое и интуитивно понятное управление.
- Надёжная конструкция для длительной эксплуатации в медицинских учреждениях.
- Работа в диапазоне температур от +10 до +40 °С.
- Возможность использования как в медицинской практике, так и в бытовых условиях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ТВЕС
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация, Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039603.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039603.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039603.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039603.pdf</a>
<b>Тип весов</b>	медицинские
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	200
<b>Дискретность, г</b>	50/100
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	1000
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Питание</b>	от аккумулятора, от сети
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.