

Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-Д1-А

Медицинские весы

Ваша цена

Розница
13 556 руб.

Оптовая цена
13 556 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 50/100
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Описание

Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-Д1-А

Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-Д1-А предназначены для точного измерения массы тела пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, спортивных и оздоровительных центрах, а также в бытовых условиях. Оборудование также может использоваться для взвешивания различных грузов.

Весы обеспечивают автоматический вывод результата измерения на жидкокристаллический дисплей, оснащены выносным табло управления и поддерживают автономную работу от элементов питания. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и соответствует требованиям медицинских учреждений.

Модель отличается удобством использования, наличием функций автоматической установки нуля и учёта массы тары, а также стабильной работой в широком диапазоне температур.

Особенности

- Автоматический вывод массы пациента или груза на дисплей.
- Максимальная нагрузка до 150 и 200 кг в зависимости от исполнения.
- Автономное питание от батареек.
- Выносное табло управления с длиной кабеля до 3 м.
- Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).
- Экономичный режим энергопотребления.
- Функция автоматической установки нуля.
- Функция выборки массы тары (например, коврика).
- Работа в температурном диапазоне от +10 до +40 °С.
- Универсальное применение в медицинских и оздоровительных учреждениях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная нагрузка	до 200 кг
Диапазон рабочих температур	от +10 до +40 °С
Тип дисплея	ЖКИ
Длина кабеля выносного табло	до 3 м
Питание	автономное (батарейки)
Функция установки нуля	автоматическая
Функция учёта тары	есть
Режим энергосбережения	есть

Комплект поставки

- Весы – 1 шт.
- Выносное табло управления – 1 шт.

- Транспортная упаковка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Преимущества

- Высокая точность измерения массы тела пациентов и грузов.
- Максимальная нагрузка до 200 кг с возможностью использования в медицинской практике.
- Автоматический вывод результатов взвешивания на жидкокристаллический дисплей.
- Выносное табло управления с длиной кабеля до 3 м для удобства работы персонала.
- Автономное питание от батареек (3 × AA), возможность эксплуатации без подключения к сети.
- Функция автоматической установки нуля перед началом взвешивания.
- Поддержка учета массы тары (например, коврика или дополнительных принадлежностей).
- Экономичный режим энергопотребления для увеличения срока службы элементов питания.
- Стабильная работа в диапазоне температур от +10 до +40 °С.
- Прочная и устойчивая конструкция платформы для безопасного взвешивания пациентов.
- Подходит для использования в медицинских учреждениях, спортивных центрах и в бытовых условиях.
- Простое и интуитивно понятное управление.
- Компактные габариты и удобство транспортировки.
- Надёжность конструкции при ежедневной эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039594.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039594.pdf
Тип весов	медицинские
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	200
Дискретность, г	50/100
Класс точности	Средний (III)
Тип батареек	AA
Вес, кг	3
Электропитание, В	4,5 (3 батарейки типа AA)
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем

информацию по мере получения её от производителей.