

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А-Рм

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
9 171 руб.

Оптовая цена
9 171 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Весы предназначены: для новорождённых

Описание

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А-Рм

ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-1/2/5-А-Рм – медицинские настольные весы для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет. Оборудование предназначено для эксплуатации в родильных домах, детских отделениях больниц, поликлиниках и реанимационных центрах педиатрического профиля.

Весы обеспечивают точный контроль массы тела ребенка и изменений веса в динамике, а также позволяют выполнять измерение роста с использованием встроенного механического ростомера. Устройство соответствует требованиям действующих нормативных документов и включено в реестр медицинских средств измерений.

Функциональные возможности модели позволяют фиксировать результаты измерений, определять разницу между текущими и предыдущими показателями, а также учитывать массу дополнительных принадлежностей благодаря функции тарирования.

Особенности

- Встроенный механический ростомер для измерения роста от 0,40 до 0,80 м.
- Функция запоминания результата последнего взвешивания.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим измерением массы.
- Компенсация массы дополнительных принадлежностей (тарирование).
- Питание от аккумулятора и от сети через адаптер.
- Экономичный режим работы с автоматическим отключением.
- Регулировка яркости индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация о перегрузке.
- Светодиодная индикация показаний.
- Стабильность показаний при движении ребенка.
- Первичная поверка и готовность к эксплуатации.
- Соответствие требованиям ГОСТ и наличие регистрационного удостоверения.

Комплектация

- Весы в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Упаковочная тара – 1 комплект.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Предел допускаемой погрешности измерения массы	± 5 г
Диапазон измерения роста	от 0,40 до 0,80 м

Погрешность измерения роста	± 2 мм
Предел выборки массы тары	5 кг
Время измерения массы	не более 1,5 с
Сигнализация снижения напряжения	наличие
Автоматическое отключение	5 мин
Условия эксплуатации	от +10 до +35 °С, влажность 80% ± 3% при 25 °С
Средний срок службы	8 лет
Поверка	первичная, свидетельство в наличии

Преимущества

- Предназначены для одновременного измерения массы и роста новорожденных и детей до 1,5 лет.
- Встроенный механический ростомер с диапазоном от 0,40 до 0,80 м.
- Высокая точность измерений с погрешностью по массе ± 5 г и по росту ± 2 мм.
- Функция запоминания результата последнего взвешивания для динамического контроля состояния пациента.
- Отображение разницы между текущими и предыдущими показателями веса.
- Функция тарирования для компенсации массы пелёнок и других принадлежностей.
- Стабильность показаний при движении ребенка.
- Автономная работа от встроенного аккумулятора и питание от сети через адаптер.
- Экономичный режим работы с автоматическим отключением через 5 мин.
- Регулируемая яркость индикации для комфортной работы в разных условиях освещения.
- Сигнализация разрядки аккумулятора и снижения напряжения питания.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация о перегрузке для предотвращения выхода из строя.
- Светодиодная индикация показаний.
- Первичная поверка и готовность к эксплуатации без дополнительных настроек.
- Соответствие требованиям ГОСТ и наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора.
- Включение в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039596.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039596.pdf
Тип весов	медицинские
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	1/2/5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Класс точности	Средний (III)
Питание	от аккумулятора, от сети
Вес в упаковке, кг	3.6

Габариты в упаковке, мм	620×340×170
Электропитание, В	220 (встроенный аккумулятор)
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.