

## Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст

Медицинские весы



### Ваша цена

Розница  
**44 358 руб.**

Оптовая цена  
**44 358 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100
- Весы предназначены: для новорождённых

## Описание

### Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет, а также проведения осмотра и пеленания благодаря интегрированной функции пеленального стола.

Оборудование применяется в родильных домах, детских отделениях больниц, поликлиниках и педиатрических центрах. Конструкция обеспечивает удобство работы медицинского персонала и безопасность пациента, совмещая функции измерения массы и организации рабочего места.

Весы оснащены функциями запоминания результатов, контроля динамики веса и компенсации массы дополнительных принадлежностей, что позволяет проводить точный мониторинг состояния ребёнка.

### Функциональные возможности

- Определение массы и роста ребёнка.
- Запоминание результата последнего взвешивания.
- Отображение разности между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы тары (пелёнки, одежды и принадлежностей).
- Использование поверхности в качестве пеленального стола.

### Особенности

- Комбинированная конструкция: весы и пеленальный стол в одном устройстве.
- Автономное питание от встроенного аккумулятора и работа от сети.
- Экономичный режим энергопотребления.
- Регулировка яркости индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки.
- Жидкокристаллическая индикация с подсветкой.
- Стабильность показаний при движении ребёнка.
- Первичная поверка и соответствие метрологическим требованиям.

### Комплект поставки

- Весы в сборе – 1 шт.
- Терминал (для модификаций с индексом «Д») – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Кабель интерфейсный для связи с ПК – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Погрешность взвешивания	± 5 г
Предел выборки массы тары	5 кг
Время измерения массы	не более 1,5 с
Автоматическое отключение	5 мин
Условия эксплуатации	от +10 до +35 °С, влажность 80% ± 3% при 25 °С
Средний срок службы	8 лет
Поверка и метрологические документы	наличие
Гарантия	не менее 12 месяцев

## Преимущества

- Предназначены для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет в медицинских учреждениях и в бытовых условиях.
- Возможность проведения гигиенического ухода за ребенком благодаря конструкции с функцией пеленального стола.
- Стабильные и точные измерения массы даже при движении ребенка.
- Функция запоминания последнего результата взвешивания для контроля динамики массы тела.
- Отображение разницы между текущим и ранее зафиксированным весом.
- Возможность вычета массы тары (пеленок и детских принадлежностей) из диапазона измерения.
- Работа от встроенного аккумулятора и сети переменного тока через внешний адаптер.
- Экономичный режим работы для снижения энергопотребления.
- Регулировка яркости дисплея для комфортного использования в различных условиях освещения.
- Жидкокристаллическая индикация с подсветкой для удобного считывания показаний.
- Сигнализация разрядки аккумулятора для своевременного контроля состояния питания.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки для защиты измерительного механизма.
- Автоматическое отключение питания для увеличения срока службы аккумулятора.
- Первичная поверка и соответствие требованиям средств измерений.
- Встроенные функции компенсации массы дополнительных принадлежностей.
- Надёжная конструкция, адаптированная для интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ТВЕС
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета педиатра
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039600.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039600.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039600.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039600.pdf</a>
<b>Тип весов</b>	медицинские
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	15
<b>Дискретность, г</b>	5
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	100
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Питание</b>	от аккумулятора, от сети

Габариты, мм 1050×900×750

Вес, кг 36.5

Страна производства Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.