

## Мягкие тканевые складные медицинские носилки Defeng DDJ-2F

Медицинские носилки



### Ваша цена

Розница  
**9 600 руб.**

Оптовая цена  
**9 400 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: тканевые
- Особенности носилок: складные
- Длина носилок, см: 180

## Описание

### Медицинские носилки DDJ-2F

Мягкие тканевые носилки DDJ-2F – это продольно и поперечно складные носилки. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах боевых действий и других чрезвычайных ситуациях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

В комплект входит сумка-укладка. В сложенном состоянии занимают мало места: габариты сумки составляют 95×10×19 см.

Ложе из мягкого пластика (ПВХ-ткани) облегчает вес, удобно для транспортировки больного и более практично по сравнению с брезентом. Каркас носилок из алюминиевого сплава ещё больше облегчает конструкцию. Есть четыре опорные точки для размещения на твёрдой поверхности.

Длина носилок в собранном состоянии: вместе с ручками 220 см, без ручек: 180 см. Ширина носилок 55 см.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019428.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019428.pdf</a>
Материал носилок	тканевые
Особенности носилок	складные
Длина носилок, см	180
Максимальная нагрузка, кг	160

Регулируемые ремни безопасности, шт.	2
Габариты, мм	2200×550×100
Вес, кг	7.9
Вес в упаковке, кг	8.7
Габариты в упаковке, мм	99×12×24

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.