


Пластиковые щитовые медицинские носилки Defeng DDJ-6D

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница
9 900 руб.

Оптовая цена
9 702 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: пластиковые
- Особенности носилок: щитовые
- Длина носилок, см: 135

Описание

Медицинские носилки Defeng DDJ-6D

DDJ-6D – это жёсткие пластиковые медицинские носилки с ремнями. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах действия экстренной медицинской помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ в полевых условиях. Их используют для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами спины и шейного отдела позвоночника. Носилки обеспечивают прозрачный доступ для рентгенологического обследования пациента без непреднамеренных смещений позвоночной зоны. Также их можно использовать для спасения на воде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

Носилки сделаны из пластика HDPE (ПНД, пластика низкого давления). Возможно проведение рентгеновского исследования, компьютерной или магнитно-резонансной томографии пациента прямо на носилках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019432.pdf
Материал носилок	пластиковые
Особенности носилок	щитовые
Длина носилок, см	135
Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	3

Габариты, мм	1350×350×50
Вес, кг	6
Вес в упаковке, кг	7.5
Габариты в упаковке, мм	143×38×7
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.