


Ковшовые металлические медицинские носилки YDC-1A4H

Медицинские носилки



- Материал носилок: металлические
- Особенности носилок: ковшовые, складные
- Длина носилок, см: 185



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/08338 от 19.11.2010

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинские носилки YDC-1A4H

Ортопедические ковшовые медицинские носилки YDC-1A4H предназначены для транспортировки пациентов с повреждениями и переломами позвоночника и конечностей.

Складываются в поперечном направлении, легко моются и дезинфицируются. Каркас носилок изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Металлическое полотно не прогибается под весом пациента, что особенно важно при травмах позвоночника.

В комплект входит два ремня безопасности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/08338 от 19.11.2010.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Материал носилок	металлические
Особенности носилок	ковшовые, складные
Длина носилок, см	185
Максимальная нагрузка, кг	159
Регулируемые ремни безопасности, шт.	2
Габариты, мм	1850×520×50
Вес, кг	7

Вес в упаковке, кг	15
Габариты в упаковке, см	96×18×54
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.