

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
11 500 руб.

Оптовая цена
9 419 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Размер платформы, мм: 540 × 290
- Весы предназначены: для новорождённых

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

МК В1-15 «Саша» используются для взвешивания новорождённых и грудных детей как в детских медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Весы просты в эксплуатации, они помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребёнка в первые годы его жизни.

Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений младенца. Результаты взвешивания показываются на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребёнка с весов. Весы могут отображать разницу результатов двух взвешиваний, что удобно при контроле вскармливания.

У весов есть три интервала взвешивания: до 3 кг (дискретность 1 г), до 6 кг (дискретность 2 г) и до 15 кг (дискретность 5 г). Можно установить массы тары до 5 кг.

Весы зарегистрированы как медицинское изделие и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; РЗН 2013/1197 от 09.04.2018 г.

Работают от сети либо от встроенного аккумулятора типа СА 628. Аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов. Полностью разряженный аккумулятор заряжается 9 часов.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

Преимущества

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша» – это высокоточное и надёжное оборудование, предназначенное для измерения массы тела пациентов в медицинских учреждениях, поликлиниках, а также в домашних условиях. Простота использования и устойчивость к интенсивной эксплуатации делают их популярным выбором среди специалистов.

- Высокая точность измерений – обеспечивает достоверные результаты с минимальной погрешностью.
- Устойчивая платформа – предотвращает скольжение и обеспечивает безопасное положение пациента во время взвешивания.
- Цифровой дисплей с крупными цифрами – удобен для считывания показаний даже при плохом освещении или на расстоянии.
- Функция автоматического отключения – экономия энергии при длительном простое.
- Индикация разрядки батареи – своевременное напоминание о необходимости замены элементов

питания.

- Широкий диапазон измеряемых весов — позволяет использовать весы как для взрослых, так и для детей.
- Прочный корпус — выполнен из износостойких материалов, устойчив к регулярной дезинфекции.
- Низкий порог стартовой нагрузки — моментальное включение при установке пациента на платформу.
- Простота обслуживания — легко чистится и не требует сложного технического ухода.
- Совместимость с аккумуляторами и батареями — удобство использования как в мобильных, так и в стационарных условиях.

Весы Масса-К МК В1-15 «Саша» — это идеальный выбор для клиник, госпиталей и домашнего использования, где важны точность, удобство и долговечность оборудования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Масса-К
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000000618.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000000618.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000000618.pdf
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	1/2/5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	540 × 290
Габариты, мм	540 × 330 × 105
Вес, кг	3.6
Вес в упаковке, кг	4.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.