

## Медицинские весы Масса-К ВЭМ-150.3-А3

Медицинские весы



### Ваша цена

Розница  
**21 100 руб.**

Оптовая цена  
**17 281 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 10/20/50
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 200
- Размер платформы, мм: 520 × 395
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

## Описание

### Медицинские весы Масса-К ВЭМ-150.3-А3

Весы «ВЭМ-150.3-А3» предназначены для использования в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Это стационарный вариант весов ВЭМ с ЖК-дисплеем на стойке. Дисплей расположен на высоте 80 см.

Весы могут отображать разность результатов двух взвешиваний. Результат взвешивания высвечивается на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы. Диапазон тарирования: 50 кг.

Весы сертифицированы удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; ФСР 2008/02905 от 10.04.2018.

Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 56 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

В комплект входят: сами весы, резиновый коврик, сетевой адаптер.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Масса-К

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для кабинета педиатра

Ссылка на документы

	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003800.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003800.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000003800.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000003800.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000003800.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000003800.pdf</a>
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	200
<b>Дискретность, г</b>	10/20/50
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	200
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Размер платформы, мм</b>	520 × 395
<b>Габариты, мм</b>	520 × 395 × 800
<b>Вес, кг</b>	12.3
<b>Вес в упаковке, кг</b>	14.2
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.