

Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для кабинета педиатра
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	200
Дискретность, г	10/20/50
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	200
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	520×395
Габариты, мм	520×395×800
Вес, кг	12.3
Вес в упаковке, кг	14.2
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.