

## Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-150-50/100-Д1-А с ростомером РП

Медицинские весы



**Ваша цена**

Розница

**12 947 руб.**

Оптовая цена

**12 947 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 150
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Размер платформы, мм: 300×300
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

### Описание

#### Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-150-50/100-Д1-А с ростомером РП

Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-150-50/100-Д1-А с ростомером РП — комбинированный измерительный комплекс, предназначенный для определения массы тела и роста взрослых и детей старше одного года. Комплекс объединяет электронные медицинские весы и механический ростомер, позволяя проводить антропометрические исследования быстро, удобно и с высокой точностью.

Измерительный комплекс применяется в лечебно-профилактических учреждениях, поликлиниках, стационарах, кабинетах профилактических осмотров, спортивных и оздоровительных центрах, санаторно-курортных учреждениях, образовательных организациях, а также в домашних условиях.

Конструкция выполнена из прочных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию в медицинских учреждениях. Весы оснащены выносным блоком индикации на гибком шнуре, функцией выборки массы тары и автономным питанием от элементов типа АА. Ростомер обеспечивает измерение роста пациентов в широком диапазоне с высокой точностью.

Внимание! Для покупки полного комплекта необходимо приобрести отдельно медицинские весы ТВЕС ВМЭН-150-50/100-Д1-А и ростомер РП.

#### Особенности

- Комплексное измерение роста и массы тела пациента на одном рабочем месте.
- Предназначены для взрослых и детей старше одного года.
- Электронные медицинские весы в сочетании с механическим ростомером.
- Высокая точность определения массы тела и роста.
- Прочная конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.
- Ростомер изготовлен из пластиковых элементов, устойчивых к длительной эксплуатации.
- Электронная система регистрации результатов измерений.
- Выносной блок индикации на гибком шнуре длиной до 3 м.
- Функция выборки массы тары.
- Быстрое измерение массы пациента.
- Работа от трёх элементов питания типа АА.
- Регулируемый механический ростомер с широким диапазоном измерения.
- Соответствие метрологическим требованиям.
- Свидетельство о поверке входит в комплект поставки.

#### Показания к применению

- Измерение роста и массы тела взрослых и детей старше одного года.
- Проведение антропометрических обследований.
- Контроль физического развития пациентов.
- Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
- Использование в спортивной медицине и центрах здоровья.
- Применение в оздоровительных и профилактических программах.
- Контроль массы тела и роста в бытовых условиях.

## Комплект поставки

- Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-150-50/100-Д1-А.
- Ростомер РП.
- Выносной блок индикации.
- Комплект элементов питания.
- Эксплуатационная документация.
- Свидетельство о поверке.

Примечание: состав комплекта поставки может отличаться в зависимости от исполнения изделия и комплектации производителя.

## Технические характеристики

| Характеристика                                     | Значение                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Погрешность взвешивания                            | $\pm 25$ г до 25 кг; $\pm 50$ г до 100 кг; $\pm 100$ г свыше 100 кг |
| Диапазон выборки массы тары                        | 0–20 кг                                                             |
| Время измерения массы                              | До 3 с                                                              |
| Выносное табло                                     | Шнур длиной до 3 м                                                  |
| Наибольший предел измерения роста                  | 2,2 м                                                               |
| Наименьший предел измерения роста                  | 0,8 м                                                               |
| Цена деления шкалы ростомера                       | 1 мм                                                                |
| Погрешность измерения роста                        | $\pm 4$ мм                                                          |
| Материал ростомера                                 | Пластик                                                             |
| Габаритные размеры комплекса (в рабочем положении) | 590 × 540 × 2 500 мм                                                |
| Масса весов                                        | 2,9 кг                                                              |
| Масса комплекса                                    | 12 кг                                                               |
| Диапазон рабочих температур                        | От +10 до +40 °C                                                    |
| Средний срок службы весов                          | 8 лет                                                               |
| Средний срок службы ростомера                      | 6 лет                                                               |
| Гарантийный срок                                   | 12 месяцев                                                          |
| Свидетельство о поверке                            | В наличии                                                           |

## Преимущества

- Комплексное измерение массы тела и роста пациента на одном рабочем месте.
- Подходит для обследования взрослых и детей старше одного года.
- Электронные медицинские весы интегрируются с механическим ростомером.
- Высокая точность измерения массы и роста.
- Наибольший предел взвешивания — 150 кг.
- Двухдиапазонная дискретность 50/100 г обеспечивает точное измерение во всём диапазоне нагрузок.
- Функция выборки массы тары повышает точность результатов при использовании дополнительных принадлежностей.
- Время измерения массы не превышает 3 секунд.
- Ростомер обеспечивает измерение роста в диапазоне от 0,8 до 2,2 м.
- Погрешность измерения роста составляет всего  $\pm 4$  мм.
- Выносное табло на шнуре длиной до 3 м облегчает считывание результатов.
- Автономная работа от трёх стандартных элементов питания типа AA.
- Компактная платформа размером 300 × 300 мм обеспечивает устойчивое положение пациента.
- Прочная конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Пластиковые элементы ростомера устойчивы к износу и просты в очистке.
- Соответствует метрологическим требованиям для медицинских измерений.
- Наличие свидетельства о поверке позволяет использовать оборудование в лечебно-профилактических учреждениях.
- Широкий диапазон рабочих температур от +10 до +40 °C.
- Средний срок службы весов составляет 8 лет, ростомера — 6 лет.

## Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                                   | ТВЕС                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Страна бренда</b>                           | Россия                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Отрасли</b>                                 | Реабилитация, Для дома                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ссылка на документы</b>                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041169.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041169.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041169.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041169.pdf</a> |
| <b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b> | 150                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Дискретность, г</b>                         | 50/100                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b> | 1000                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Класс точности</b>                          | Средний (III)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Размер платформы, мм</b>                    | 300×300                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Тип батареек</b>                            | АА                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Габариты, мм</b>                            | 300×300×65                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Вес, кг</b>                                 | 2.9                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Электропитание, В</b>                       | 1,5 × 3 шт.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Страна производства</b>                     | Россия                                                                                                                                                                                                                           |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.