

Медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Дистилляторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 254 597 руб. 250 282 руб.**



Пол заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 100

Товар участвует в акциях:

• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский аквадистиллятор Ливам ДЭ-100

Ливам ДЭ–100 — медицинский аквадистиллятор, предназначенный для получения дистиллированной воды 3 типа согласно ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная». Используется в аптеках, больницах, лабораториях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и последующего её использования после минерализации.

В качестве нагревательных элементов применяются электроды, обеспечивающие надёжность работы даже при образовании отложений. Аппарат менее чувствителен к жёсткости воды и качеству исходной жидкости. Получение дистиллята осуществляется без применения дорогостоящих фильтров, смол и мембран.

Может быть объединён с резервуаром-сборником очищенной воды, что обеспечивает автоматическое отключение после его наполнения. Возможно подключение воды по двухконтурной схеме для экономии исходной воды до 70...80 %. Все узлы, контактирующие с паром и дистиллятом, изготовлены из нержавеющей стали 12X18H10T.

Трубный конденсатор и разборная камера конденсации обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания. Аппарат автоматически прекращает работу при прекращении подачи воды и контролирует уровень жидкости в испарительной камере.

В комплект поставки входят запасной комплект фазных электродов, защитный электрод и трубка слива дистиллята.

Технические характеристики

Параметр3начение		
Производительность100 л/ч		
Расход охлаждающей воды750 л/ч		
Давление исходной воды0,10,4 МПа		
Удельная проводимость воды на выходе34,5 мкСм/см		
Температура производимой воды50 °C		
Питание380 В / 50 Гц		
Потребляемая мощность60 кВт		
Габариты аквадистиллятора (Ш × Г × В)810 × 630 × 1270 мм		



Габариты пульта управления (I	Ш × Г × В)400 × 220 × 500 мм
-------------------------------	------------------------------

Масса81 кг

Коэффициент очистки от радионуклидов>4000

Средний срок службы8 лет

Транспортные характеристики

Параметр3начение		
Количество мест2		
Максимальная длина места760 мм		
Максимальная ширина места720 мм		
Максимальная высота места1300 мм		
Максимальный вес места100 кг		

Общий вес126 кг

Общий объём0,818285 м³

Преимущества

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».
- Надёжность работы при образовании накипи на нагревательных элементах: электроды не перегорают.
- Гарантийный срок 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	100
Расход воды, л/ч	750
Габариты, мм	810 × 630 × 1 270
Вес, кг	81
Вес в упаковке, кг	125
Габариты в упаковке, мм	760 × 720 × 1 300
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	60 000
Страна производства	Россия



Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.