

Медицинский хирургический респиратор без клапана, класс защиты FFP3

Маски, респираторы и перчатки

Арт. 00-00000091



Ваша цена

Розница

46 руб.

Оптовая цена

44 руб.



Под заказ

С учетом НДС 10 %

• Класс защиты: FFP3

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский хирургический респиратор без клапана, класс защиты FFP3

Респиратор предназначен для защиты от переноса микроорганизмов, крови, биологических жидкостей и воздействия взвешенных в воздухе биологических патогенных частиц. Применяется медицинскими работниками и пациентами во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур.

Цена указана за штуку, продаётся упаковками по 5 штук.

Представляет собой готовую к применению фильтрующую полумаску, состоящую из пяти разных слоёв специальных материалов. Наружный слой сделан из нетканого термоскрепленного материала «Спанбонд» с плотностью не менее 60 г/м², промежуточный — из материала «Мельтблаун» плотностью 90 г/м² в 3 слоя. Внутренний слой выполнен из «Спанбонда» плотностью не менее 25 г/м².

Респиратор можно применять как в стационарных и амбулаторных ЛПУ, так и в домашних условиях, в местах массового скопления людей (на улице, в транспорте, общественных организациях).

Класс защиты — FFP3 (удерживает не менее 99 % вредных частиц).

Респиратор одноразовый и нестерильный. Не подлежит стерилизации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	00-00000091
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Класс защиты	FFP3

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.