

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340 (верхняя дверь – тонированное стекло, нижняя дверь – металл)

Медицинские холодильники



Ваша цена		
Розница 59 040 руб.	Оптовая цена 57 564 руб.	
		В наличии
НДС не облагается		
Наличие регистраци	онного удостоверения	
Array		

Описание

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-340

ММММПОЗИС ХЛ-340 — комбинированный лабораторный холодильник для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, крови и эритроцитной массы с обеспечением условий хранения в плюсовых и отрицательных температурах: холодильная камера 270 л при +2...+15 °C, морозильная камера 130 л при -10...-25 °C. МММ

■■■■ Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с двумя отдельными камерами и замками на дверях. Верхняя дверь (холодильная камера) может быть стеклянной с замком, нижняя дверь (морозильная камера) металлическая с замком. Тонированное стекло защищает препараты и биологические материалы от воздействия инфракрасных лучей. Температура в камерах поддерживается автоматически и отображается на панели управления, при отклонении от заданного диапазона срабатывает сигнализация.

Особенности

- 2 микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере
- Стеклянная дверь холодильной камеры с замком
- Металлическая дверь морозильной камеры с замком
- Дополнительные прозрачные дверцы в холодильной камере, закрывающие полки по высоте
- и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями
- Автоматическое поддержание температуры в камерах
- Сигнализация при отклонении температуры от заданного диапазона
- Отображение температуры на панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов 2 шт.
- Теплоизоляция пенополиуретан
- Роликовые опоры для перемещения холодильника

Технические характеристики

ХХХХ Параметр ХХХХХ Значение ХХХХ	
⊠⊠⊠⊠ Система оттаивания холодильной / морозиль	ной камеры 🛛 🗷 🗷 🗷 авто / ручная 🗷 🗷 🗷
ХХХХ Термокарта ХХХХ наличие ХХХ	
⊠⊠⊠⊠ Расход электроэнергии при +25 °C, кВт·ч/сут	ки 🛛 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷
ХХХХ Климатический класс ХХХХХ УХЛ 4.2 ХХХ Х	3
ХХХХ Степень защиты ХХХХХ ІР20 ХХХХ	
ХХХХХ Количество полок, шт. ХХХХХ 4 (3 – металл	, 1 – стекло) 🛛 🗷 🗷
⊠⊠⊠⊠ Размеры внутренней холодильной камеры, м	ıм ХХХХХ 528 × × 1 088 ХХХХ
⊠⊠⊠⊠ Размеры внутренней морозильной камеры, м	им 🛮 🗷 🗷 🗷 478 × 430 × 684 🗷 🗷 🗷



Максимальная номинальная мощность верхней / нижней камеры, Вт Макама 165 / 140 Макама

ВВВВВУсловия эксплуатации ВВВВВ температура +10...+35 °C; относительная влажность 80 % при 25 °C ВВВВ

ХХХХСредний срок службы, лет **ХХХХ**Х10 ХХХХ

Преимущества

- Температурный диапазон холодильной камеры +2 ... +15 °C и морозильной камеры -10 ... -25 °C обеспечивает хранение как чувствительных к температуре препаратов, так и замороженных образиов
- Две отдельные камеры с независимыми замками повышенная безопасность и возможность раздельного хранения различных материалов.
- \bullet Два микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительными датчиками точный контроль температуры в каждой камере.
- Система принудительной циркуляции воздуха равномерное охлаждение и предотвращение перегрева отдельных зон.
- Прозрачные дверцы в холодильной камере предотвращают нежелательный воздухообмен между отделениями и сохраняют стабильность температуры.
- Отображение температуры на панели управления оперативный контроль и удобство использования.
- Отключение вентилятора при открывании двери минимизация потерь холода и экономия энергии.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов удобное размещение и транспортировка образцов внутри камеры.
- Роликовые опоры упрощают перемещение холодильника при необходимости перестановки.
- Теплоизоляция из пенополиуретана высокая энергоэффективность и минимизация теплопотерь.
- Прочный корпус и качественная отделка устойчивость к регулярной дезинфекции и долговечность эксплуатации.
- Интуитивно понятное управление и лёгкий доступ ко всем внутренним компонентам простота эксплуатации и обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	комбинированный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Температура в холодильнике, °С	+2+15
Температура в морозильной камере, °С	-2510
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	270
Объём морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 2 080



Вес, кг	98
Вес в упаковке, кг	104
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 2 140
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.