

Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-200

Контейнеры для дезинфекции

Ваша цена

Розница
339 руб.

Оптовая цена
327 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Медицинский лоток Ока–Медик ЛМПу–200

Медицинский лоток Ока – Медик ЛМПу – 200 представляет собой компактный инструментальный контейнер, предназначенный для размещения медицинских инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в условиях лечебно-профилактических учреждений всех профилей.

Изделие применяется при выполнении мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки, а также при стерилизации инструментов в сухожаровых шкафах и другими разрешёнными методами. Конструкция обеспечивает удобство работы персонала и безопасное хранение изделий медицинского назначения на всех этапах обработки.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к многократным циклам обработки, включая паровую стерилизацию, химическую дезинфекцию и обработку в соответствии с МУ 287–113. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях интенсивной нагрузки.

Особенности

- Компактные размеры, удобные для повседневного использования в медицинской практике.
- Устойчивость к многократной дезинфекции и стерилизации без потери эксплуатационных свойств.
- Возможность применения при различных методах обработки медицинских инструментов.
- Изготовление из медицинской нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Подходит для использования в учреждениях любого профиля.
- Простота очистки и обслуживания после процедур.
- Длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вместимость	0,5 л
Материал	нержавеющая сталь

Преимущества

- Устойчивость к многократным циклам дезинфекции и стерилизации без ухудшения эксплуатационных свойств.
- Возможность обработки паровым, сухожаровым и химическим методами в соответствии с действующими санитарными требованиями.
- Коррозионная стойкость благодаря применению медицинской нержавеющей стали.
- Стабильная геометрия изделия при термических и химических нагрузках.
- Подходит для интенсивной эксплуатации в условиях лечебно-профилактических учреждений.
- Гигиеничная поверхность, упрощающая очистку после использования.
- Универсальность применения при различных медицинских процедурах обработки инструментов.
- Длительный срок службы при регулярной санитарной обработке.
- Совместимость с стандартными процессами предстерилизационной подготовки инструментов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	200×150×30
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.