

## Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница

**942 руб.**

**Оптовая цена**

**907 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260

Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260 – ёмкость из высококачественной стали, предназначенная для размещения медицинских инструментов и изделий при выполнении различных процедур. Лоток применяется для мойки, дезинфекции, предстерилизационной подготовки и стерилизации, включая обработку в сухожаровых шкафах. Конструкция устойчива к всем видам дезинфекции, паровой и химической стерилизации по МУ 287–113.

Модель оборудована плотно прилегающей крышкой, что обеспечивает защиту содержимого от контаминации при переносе и хранении. Благодаря прочности материала и антикоррозионным свойствам лоток подходит для ежедневной эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях любых профилей.

Универсальное назначение позволяет использовать лоток как в процедурных, так и в лабораторных, хирургических и стерилизационных отделениях.

#### Особенности

- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
- Подходит для мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации.
- Совместим с сухожаровыми шкафами.
- Устойчив к паровой и химической стерилизации по МУ 287–113.
- Оснащён плотно закрывающейся крышкой.
- Подходит для ежедневного применения в ЛПУ любого профиля.
- Вместимость 1 литр.

### Преимущества

- Изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения с повышенной коррозионной стойкостью.
- Подходит для мойки, дезинфекции, предстерилизационной подготовки и стерилизации инструментов.
- Совместим с сухожаровыми шкафами и паровой стерилизацией.
- Устойчив к обработке всеми распространёнными дезинфицирующими средствами.
- Оснащён плотно прилегающей крышкой, предотвращающей попадание загрязнений.
- Обеспечивает безопасное хранение и транспортировку обработанных инструментов.
- Удобная форма облегчает размещение изделий и обеспечивает равномерное покрытие растворами при дезинфекции.
- Сохраняет геометрию и прочность даже при регулярных термических воздействиях.
- Подходит для использования в процедурных, хирургических, лабораторных и стерилизационных отделениях.
- Легко поддаётся очистке и повторной обработке.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005592.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005592.pdf</a>
Габариты, мм	260 × 180 × 30
Вес, кг	0.41
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.