

## Медицинский манипуляционный столик ДЗМО СМ-3

Медицинские столики



**Ваша цена**

Розница  
**29 400 руб.**

Оптовая цена  
**24 108 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский манипуляционный столик ДЗМО СМ-3

Медицинский манипуляционный столик ДЗМО СМ-3 предназначен для размещения медикаментов, инструментов, расходных материалов и медицинских приспособлений, а также для их перемещения в пределах лечебного учреждения. Столик применяется в процедурных кабинетах, перевязочных, палатах, операционных и других подразделениях медицинских учреждений.

Конструкция столика выполнена разборной, что упрощает транспортировку, хранение и сборку оборудования. Модель оснащена тремя полками из нержавеющей стали с защитными бортиками по периметру, предотвращающими падение инструментов и медикаментов при эксплуатации и перемещении.

Для удобства медицинского персонала столик оборудован двумя ручками и выдвижным ящиком на шариковых направляющих с замком. Передвижение осуществляется с помощью четырёх колёсных опор диаметром 75 мм, две из которых оснащены тормозами для надёжной фиксации на месте.

#### Особенности

- Разборная металлическая конструкция.
- Три полки из нержавеющей стали.
- Бортики по периметру полок для предотвращения падения инструментов и медикаментов.
- Выдвижной ящик на шариковых направляющих.
- Ящик оснащён замком для хранения медицинских принадлежностей.
- Две эргономичные ручки для удобного перемещения.
- Четыре колёсные опоры диаметром 75 мм.
- Два колеса оснащены тормозами для фиксации столика.
- Подходит для эксплуатации в палатах, процедурных и перевязочных кабинетах.
- Устойчивость к регулярной санитарной обработке и дезинфекции.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип конструкции	разборная
Количество полок	3
Материал полок	нержавеющая сталь
Бортики полок	по периметру
Выдвижной ящик	на шариковых направляющих с замком
Ручки для перемещения	2
Количество колёсных опор	4
Диаметр колёс	75 мм
Колёса с тормозом	2
Допускаемая нагрузка на столик	25 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Длина	797 мм

---

Ширина 477 мм

Высота 919 мм

---

## Преимущества

---

- Три вместительные полки из нержавеющей стали для размещения медикаментов, инструментов и расходных материалов.
- Бортики по периметру полок предотвращают случайное падение содержимого при перемещении.
- Выдвижной ящик с замком обеспечивает безопасное хранение медицинских принадлежностей.
- Шариковые направляющие обеспечивают плавное и надёжное открывание ящика.
- Разборная конструкция упрощает транспортировку и сборку столика.
- Удобные ручки облегчают перемещение между кабинетами и палатами.
- Колёсные опоры диаметром 75 мм обеспечивают хорошую манёвренность.
- Два колеса с тормозами позволяют надёжно фиксировать столик во время работы.
- Металлические элементы устойчивы к регулярной санитарной обработке и дезинфекции.
- Компактные размеры позволяют использовать столик в помещениях с ограниченным пространством.
- Подходит для оснащения процедурных, перевязочных и палатных отделений.
- Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040005.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040005.pdf</a>
Вес, кг	17.1
Вес в упаковке, кг	20
Габариты в упаковке, мм	980×580×330 (в деревянной обрешётке)
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.