

## Медицинский монокулярный микроскоп Микромед С-11 вар. 1В LED

Медицинские микроскопы    Арт. 25652



### Ваша цена

Розница  
**12 790 руб.**

Оптовая цена  
**11 511 руб.**

*Микромед*

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Медицинский монокулярный микроскоп Микромед С-11 вар. 1В LED

Микромед С-11 вар. 1В LED – биологический монокулярный микроскоп, предназначенный для проведения образовательных и лабораторных исследований в школах, лицеях, колледжах, медицинских вузах, а также для применения в домашних условиях.

Модель отличается наличием тонкой фокусировки и осветителя отражённого света, что позволяет изучать непрозрачные плоские объекты при использовании объективов 4× и 10×. Встроенные светодиодные осветители с регулировкой яркости работают как от сети, так и от трёх батареек АА, обеспечивая автономность и удобство эксплуатации.

Конструкция предусматривает возможность установки камеры: видеоокуляр монтируется вместо стандартного окуляра. Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с обеих сторон, обеспечивая точную настройку резкости. Наличие механизма ограничения и пружинной оправы объектива 40× защищает препарат и фронтальную линзу от повреждений.

Микроскоп оснащён качественной стеклянной оптикой, металлическим корпусом и поворотной визуальной насадкой на 360°, что обеспечивает долговечность и комфорт при работе. Комплектация включает два окуляра, три объектива и линзу Барлоу 2×, позволяя получить суммарное увеличение до 1 280×.

### Особенности

- Монокулярная визуальная насадка, вращающаяся на 360°.
- Тонкая и грубая коаксиальная фокусировка.
- Осветители отражённого и проходящего света с регулировкой яркости.
- Работа от сети и от 3 батареек АА.
- Стеклянная оптика и металлический корпус.
- Комплектация линзой Барлоу 2×, окулярами 10× и 16×.
- Предохранительная система объектива 40× от механических повреждений.
- Револьвер на 3 объектива, повернут от наблюдателя.

### Технические характеристики

| Характеристика                         | Значение                    |
|--|-----------------------------|
| Увеличение микроскопа                  | 40–1 280×                   |
| Угол наклона насадки                   | 45°                         |
| Визуальная насадка                     | монокуляр, вращение 360°    |
| Окуляры                                | 10×, 16× (Ø 20 мм)          |
| Линза Барлоу                           | 2× в комплекте              |
| Объективы                              | 4×/0,10; 10×/0,25; 40×/0,65 |
| Револьвер                              | на 3 объектива              |
| Размер предметного столика             | 90 × 90 мм                  |
| Диапазон перемещения столика по высоте | 10 мм                       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Конденсор            | диск с 7 диафрагмами и 5 светофильтрами |
| Фокусировка          | коаксиальная, грубая и тонкая           |
| Освещение проходящее | светодиод                               |
| Освещение отражённое | светодиод                               |
| Питание              | сеть или 3 батарейки AA                 |

## Преимущества

- Монокюлярная визуальная насадка с углом наклона 45° и возможностью поворота на 360° для комфортных наблюдений.
- Встроенные светодиодные осветители проходящего и отражённого света с независимой регулировкой яркости.
- Работа от сети и от 3 батареек типа AA, удобна для использования в аудиториях и вне лаборатории.
- Тонкая и грубая коаксиальная фокусировка для точной настройки резкости даже на высоких увеличениях.
- Трёхгнездный револьвер для быстрой смены объективов 4×, 10× и 40×.
- Защита фронтальной линзы объектива от механического повреждения благодаря ограничителю хода.
- Оптические элементы из стекла и металлическая конструкция корпуса для высокой надёжности и долговечности.
- Светофильтры и диск с диафрагмами для оптимизации освещения и контраста изображения.
- Возможность установки видеоокуляра для цифровой фиксации изображений (приобретается отдельно).
- Компактный предметный столик 90 × 90 мм с пружинными клеммами для удобной фиксации препаратов.
- Удобное использование в школах, колледжах, вузах и домашних условиях для обучения и лабораторных наблюдений.
- Линза Барлоу 2× в комплекте расширяет диапазон увеличений до 1280×.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:   |
|---------------------|---|
| Артикул             | 25652   |
| Бренд               | Микромед  |
| Страна бренда       | Россия  |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010013346.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010013346.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 190 × 330 × 150   |
| Вес, кг             | 1.6   |
| Страна производства | Китай   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.