

Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница
266 304 руб.

Оптовая цена
259 646 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 290
- Объём морозильной камеры, л: 290

Описание

Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350

Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350 предназначен для длительного хранения замороженной плазмы крови, её компонентов, продуктов крови, костной ткани и других биологических образцов. Он может использоваться в банках крови, лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, лабораториях, диагностических центрах, аптеках и научно-исследовательских учреждениях. Морозильник выполнен в виде напольного шкафа с металлической дверью с замком.

Устройство оснащено микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, дополнительными внутренними дверцами, закрывающими полки по высоте всего объёма и предотвращающими нежелательный воздухообмен между отделениями. Морозильник обеспечивает автоматическое поддержание температуры и сигнализацию при отклонениях от установленного диапазона. Для хранения контейнеров предусмотрены 6 кассет из полистирола. Для удобного перемещения морозильника предусмотрены 4 поворотные колёса.

Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- металлическая дверь с замком и дополнительные внутренние дверцы;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- звуковая сигнализация при отклонении температуры от установленного диапазона;
- отображение температуры на экране блока управления;
- кассеты из полистирола для контейнеров – 6 шт.;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- 4 поворотные колёса для перемещения.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Термокарта	наличие
Расход электроэнергии при +25 °С	не более 1,7 кВт·ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество отделений и кассет	6 шт.
Размеры внутренней камеры (Ш × Г × В)	360 × 550 × 1 423 мм
Условия эксплуатации	температура окружающей среды +10...+35 °С; относительная влажность до 80 % при +25 °С
Средний срок службы	10 лет

Преимущества

- Температурный диапазон от -18°C до -40°C — обеспечивает надёжное длительное хранение замороженных биологических материалов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать температуру морозильной камеры.
- Система аварийной сигнализации — предупреждает о отклонениях температуры от заданного диапазона и об отключении питания.
- Встроенный замок — защищает содержимое морозильника от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция из пенополиуретана — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Корпус из металла с дополнительными внутренними дверцами — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами и предотвращает нежелательный воздухообмен между отделениями.
- Регулируемые полки и 6 кассет из полистирола — позволяют удобно размещать контейнеры с кровью и биоматериалы.
- Внутреннее освещение — обеспечивает обзор содержимого камеры даже при низком уровне внешнего освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Поворотные колёса — упрощают перемещение морозильника внутри помещения.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и удобный доступ ко всем внутренним компонентам.
- Энергонезависимая запись температуры и термокарта — обеспечивает контроль и документирование температурного режима.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021461.pdf
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	-18...-40
Общий объём, л	290
Объём морозильной камеры, л	290
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R404a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	730 (с ручкой) × 860 × 2 050
Вес, кг	125
Вес в упаковке, кг	140
Габариты в упаковке, мм	760 × 890 × 2 150
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	400
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.