

## Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1

Аспираторы (отсасыватели)



### Ваша цена

Розница  
**29 131 руб.**

Оптовая цена  
**28 871 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1 – аспирационный аппарат для удаления биологических жидкостей, газов и частиц тканей из операционных ран и полостей во время хирургических вмешательств и в послеоперационном периоде.

Модель применяется в хирургической практике, эндоскопии, гинекологии и других направлениях медицинской деятельности, где требуется стабильная и эффективная аспирация. Передвижная конструкция позволяет удобно использовать оборудование в условиях медицинского учреждения.

Корпус отсасывателя выполнен из металла и установлен на четырёх манёвренных колёсах для удобного перемещения между кабинетами и операционными помещениями. Управление осуществляется кнопкой включения и механическим поворотным регулятором давления.

Для визуального контроля рабочих параметров предусмотрен вакуумметр со шкалой и стрелочным индикатором. Для повышения удобства во время операций устройство комплектуется ножной педалью управления.

Отсасыватель оснащён двумя стеклянными банками-сборниками, одна из которых оборудована поплавковым клапаном защиты от переполнения. В комплект также входит металлический наконечник для проведения полостной аспирации.

### Особенности

- Передвижное исполнение для эксплуатации в условиях медицинского учреждения.
- Металлический корпус для интенсивного применения.
- Четыре манёвренных колеса для удобного перемещения.
- Простое управление одной кнопкой и поворотным регулятором давления.
- Встроенный вакуумметр со стрелочной индикацией.
- Ножная педаль для бесконтактного включения.
- Две стеклянные банки-сборника.
- Поплавковый клапан защиты от переполнения.
- Воздушный фильтр для дополнительной защиты оборудования.
- Возможность замены воздушных фильтров.
- Металлический наконечник для полостной аспирации.
- Непрерывная работа до 4 часов.
- Низкий уровень шума.

### Комплект поставки

- Отсасыватель Armed 7A-23B-1.
- Воздушный фильтр.
- Клапан от перелива.
- Банка-сборник – 2 шт.
- Соединительная трубка – 2 шт.
- Металлический наконечник для полостей.
- Катетер – 1 шт.
- Ножная педаль-выключатель.
- Комплект документации.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	передвижной
Материал корпуса	металл
Количество банок-сборников	2 шт.
Материал банки-сборника	стекло
Производительность	40 л/мин
Диапазон отрицательного давления	20–90 кПа
Объём банки-сборника	2 500 мл
Уровень шума	не более 60 дБ
Цикл работы	240/15 мин
Гарантия	1 год

## Преимущества

- Передвижная конструкция на манёвренных колёсах обеспечивает удобное перемещение между кабинетами и операционными.
- Металлический корпус рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Компактное исполнение облегчает размещение оборудования в рабочем пространстве.
- Механический поворотный регулятор позволяет точно настраивать интенсивность аспирации.
- Управление осуществляется одной кнопкой включения.
- Встроенный вакуумметр обеспечивает визуальный контроль уровня отрицательного давления.
- Ножная педаль позволяет управлять работой устройства без использования рук.
- Две стеклянные банки-сборника по 2 500 мл обеспечивают достаточный объём для проведения продолжительных вмешательств.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение накопительной ёмкости.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту внутренних узлов оборудования.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтров.
- Металлический наконечник подходит для проведения полостной аспирации.
- Производительность 40 л/мин обеспечивает эффективное удаление биологических жидкостей и содержимого полостей.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления позволяет адаптировать работу под различные медицинские процедуры.
- Низкий уровень шума повышает комфорт медицинского персонала во время работы.
- Продолжительный цикл непрерывной работы до 4 часов подходит для длительных вмешательств.
- Надёжная конструкция рассчитана на регулярное профессиональное применение.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040030.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040030.pdf</a>
Габариты, мм	360×315×805
Вес, кг	17.6
Габариты в упаковке, мм	440×410×870
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	180

Страна производства

Китай

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.