

## Медицинский портативный отсасыватель Аксион ОМП-5/80-01

Аспираторы (отсасыватели)



### Ваша цена

Розница  
**61 244 руб.**

Оптовая цена  
**58 734 руб.**

**AXION**  
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
 С 1970 ГОДА

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Медицинский портативный отсасыватель Аксион ОМП-5/80-01

ОМП-5/80-01 – компактный и надёжный электрический отсасыватель, предназначенный для экстренного и планового удаления жидкостей (слизи, крови, рвотных масс) из дыхательных путей и полостей организма в условиях вне операционной.

Аппарат особенно востребован в отделениях скорой помощи, реанимации, при транспортировке пациентов, в палатах интенсивной терапии, а также в амбулаторной практике и медпунктах.

Благодаря портативному исполнению, малому весу и автономному питанию от встроенного аккумулятора (и/или сети), ОМП-5/80-01 обеспечивает высокую маневренность и независимость от стационарного источника энергии. При этом прибор сохраняет достаточную производительность и создаёт стабильное вакуумное разрежение.

Отсасыватель прост в эксплуатации, оснащён удобной ручкой для переноски, съёмной герметичной ёмкостью для сбора жидкостей, системой защиты от перелива и возможностью регулировки уровня вакуума.

ОМП-5/80-01 соответствует требованиям ГОСТ и зарегистрирован в реестре медицинской техники РФ.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность по воздуху, л/мин, не менее	15 – 25
Устанавливаемое регулируемое разрежение, кПа	от -5 до -80
Время установки рабочего режима, мин, не более	2
Объём ёмкости для сбора секрета, л	1
Продолжительность непрерывной работы, мин	не более 60 (с перерывом не менее 45)
Время работы от встроенного аккумулятора, мин, не менее	50
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм	280 × 190 × 270
Масса, кг, не более	5,9
Потребляемая мощность, В·А, не более	80
Питание от сети переменного тока (напряжение / частота)	220±22 В; 50 Гц
Питание от бортовой сети автомобиля, В	12
Питание от встроенной аккумуляторной батареи	12 В; 4,5 А·ч

## Преимущества

- Компактный размер и малый вес — удобно при экстренной эвакуации, транспортировке и выездной помощи.
- Наличие удобной ручки и ударопрочного корпуса — легко переносить и использовать в полевых и клинических условиях.
- Интуитивный интерфейс — простое и быстрое управление в условиях ограниченного времени.
- Работа от аккумулятора до 50 минут — автономность в условиях отсутствия электросети (например, в карете скорой помощи или на выезде).
- Съёмный герметичный контейнер объёмом 0,85 л из прочного поликарбоната — устойчив к падениям и легко стерилизуется.
- Поплавковая система защиты от перелива — автоматическая блокировка при переполнении ёмкости.
- Мембрана защиты компрессора от попадания жидкости — дополнительная гарантия долговечной работы устройства.
- Пластиковый переходник — возможность подключения наконечников и трубок разных диаметров (универсальность).
- Световая индикация включения и уровня заряда — постоянный контроль готовности аппарата к использованию.
- Низкий уровень шума — комфорт для пациента и медицинского персонала даже при длительном использовании.
- Простота дезинфекции — гладкие поверхности, легко обрабатываемые растворами и стерилизуемые элементы.
- Соответствие требованиям ГОСТ и регистрация в реестре медтехники РФ — надёжный выбор для профессионального использования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Аксион
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для скорой помощи
<b>Габариты, мм</b>	280 × 190 × 270
<b>Вес, кг</b>	5.9
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	80
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.