

## Медицинский ручной динамометр ТВЕС ДМЭР-30-0,5



**Ваша цена**

Розница  
**4 984 руб.**

Оптовая цена  
**4 984 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский ручной динамометр ТВЕС ДМЭР-30-0,5

Медицинский ручной динамометр ТВЕС ДМЭР-30-0,5 предназначен для измерения силы мышц кисти руки человека в рамках функциональной диагностики, оценки физического развития и контроля состояния пациента.

Прибор применяется в клинической практике для диагностики, реабилитации и мониторинга эффективности лечения, а также в спортивной медицине, физиологии труда и образовательных учреждениях. Электронная система измерения обеспечивает точную фиксацию результата и удобное считывание показаний.

Компактный корпус, простое управление и автоматические функции делают динамометр удобным для ежедневного использования в медицинских учреждениях различного профиля.

#### Особенности

- Электронное измерение силы кисти с высокой точностью.
- Фиксация максимального значения силы на дисплее в течение 5 секунд.
- Автоматическое отключение питания при неиспользовании через 2 мин.
- Компактные размеры и малый вес для удобства эксплуатации.
- Простое и интуитивно понятное управление.
- Надёжная конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.
- Использование автономного питания от элемента типа 3 В.
- Подходит для применения в медицинских, спортивных и учебных учреждениях.

#### Комплектация

- Динамометр – 1 шт.
- Элемент питания – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Методика поверки – 1 экз.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наибольший предел измерения (НПИ)	30 даН
Наименьший предел измерения (НмПИ)	2 даН
Цена поверочного деления и дискретность отсчёта	0,5 даН
Предел допускаемой погрешности	2,5 % НПИ
Время автоматического отключения	не более 2 мин
Время фиксации значения силы	5 сек
Количество разрядов индикации	4/4/5
Электропитание	элемент питания 3 В, 1 шт.
Средний срок службы	не менее 6 лет

## Преимущества

- Электронное измерение силы кисти с высокой точностью и стабильностью результатов.
- Диапазон измерений от 2 до 30 даН подходит для обследования детей и взрослых.
- Дискретность отсчёта 0,5 даН обеспечивает достаточную точность для клинической практики.
- Фиксация максимального значения силы на дисплее в течение 5 секунд.
- Автоматическое отключение питания при неиспользовании через 2 мин снижает расход энергии.
- Компактные габариты 135 × 70 × 28 мм обеспечивают удобство хранения и транспортировки.
- Малый вес 0,2 ± 0,05 кг облегчает работу оператора.
- Автономное питание от элемента 3 В обеспечивает мобильность использования.
- Индикация с несколькими разрядами позволяет точно отображать результаты измерений.
- Предел допускаемой погрешности 2,5 % НПИ соответствует требованиям медицинских измерений.
- Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию со сроком службы не менее 6 лет.
- Подходит для применения в ЛПУ, спортивной медицине, реабилитации и учебных учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ТВЕС
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039632.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039632.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	135×70×28
<b>Вес, кг</b>	0.2
<b>Электропитание, В</b>	3
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.