

Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-01

Шафы и сейфы



Ваша цена

Розница
10 213 руб.

Оптовая цена
9 804 руб.

**Сделано
 в России**

В наличии

НДС не облагается

Описание

Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-01

Шкаф (сейф) медицинский СХМ-01 предназначен для безопасного и удобного хранения медикаментов, медицинских инструментов и химических реактивов в медицинских учреждениях, аптеках и лабораториях. Его можно использовать в процедурных кабинетах поликлиник, малых аптечных пунктах, кабинетах врачей-специалистов, школьных медицинских кабинетах и лабораториях диагностических центров.

Усиленная конструкция и замковая система обеспечивают защиту содержимого от несанкционированного доступа, а одностворчатое изделие поставляется потребителю в собранном виде, готовым к эксплуатации.

Особенности

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбирочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 1 металлическая полка.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Полное соответствие требованиям для хранения медикаментов.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число внутренних полок	1
Размер полки (Ш × Г), мм	436 × 318
Нагрузка на полку, кг, не более	10
Объём, м ³	0,1

Преимущества

- Прочный корпус из листовой стали с порошковым покрытием обеспечивает долговечность и защиту содержимого.
- Усиленная дверь с внутренним швеллером повышает прочность и устойчивость к взлому.
- Усиленный замок и пломбирочная чашка предотвращают несанкционированный доступ.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу повышают безопасность и эстетичный вид.
- Одностворчатая конструкция облегчает доступ к содержимому.
- Металлическая полка обеспечивает равномерное распределение нагрузки до 10 кг.
- Внутренний объём 0,1 м³ оптимален для хранения медикаментов и реактивов в учреждениях различного профиля.
- Полностью соответствует требованиям для хранения медикаментов в медицинских учреждениях и аптеках.
- Лёгкость сборки и готовность к использованию прямо из коробки.
- Надёжное закрытие и безопасность для хранения чувствительных материалов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003061.pdf
Габариты, мм	440 × 340 × 700
Вес, кг	16
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.