

## Медицинский столик анестезиолога Ока-Медик СМа-9

Столики



### Ваша цена

Розница  
**17 597 руб.**

Оптовая цена  
**17 440 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский столик анестезиолога Ока-Медик СМа-9

Медицинский столик анестезиолога Ока-Медик СМа-9 предназначен для размещения и транспортировки инструментов, препаратов и материалов, необходимых врачу-анестезиологу при проведении медицинских манипуляций и процедур.

Столик применяется в кабинетах и палатах лечебных учреждений различных профилей. Конструкция разработана специально с учётом потребностей врача-анестезиолога и обеспечивает удобное размещение медицинских принадлежностей в зоне быстрого доступа.

Каркас изделия выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием белого цвета, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке и интенсивной эксплуатации. Столешница и две полки изготовлены из листовой нержавеющей стали с бортиками высотой 21 мм, предотвращающими падение препаратов и инструментов во время перемещения столика.

Столик оснащён четырьмя выдвижными ящиками на роликовых направляющих с плавным ходом. Каждый ящик рассчитан на нагрузку до 5 кг. Верхний ящик оборудован замком для хранения медикаментов и изделий, требующих ограничения доступа.

В комплект входит выдвижной кронштейн с лотком из нержавеющей стали объёмом 0,5 л, предназначенный для размещения инструментов и других медицинских изделий при проведении манипуляций. Для удобства перемещения предусмотрены две эргономичные ручки.

Столик установлен на четырёх самоориентирующихся колёсах диаметром 50 мм. По желанию заказчика возможна установка колёс диаметром 75 мм или 100 мм. Разборная конструкция облегчает хранение, транспортировку и перемещение изделия.

### Особенности

- Каркас из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием белого цвета.
- Столешница и полки из листовой нержавеющей стали.
- Бортики высотой 21 мм предотвращают падение инструментов и препаратов.
- Четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих.
- Плавный ход выдвижных ящиков.
- Нагрузка на каждый ящик до 5 кг.
- Верхний ящик оснащён замком с ключом.
- Выдвижной кронштейн с лотком из нержавеющей стали.
- Объём лотка – 0,5 л.
- Две эргономичные ручки для удобства перемещения.
- Четыре самоориентирующихся колеса.
- Стандартный диаметр колёс – 50 мм.
- Возможность установки колёс диаметром 75 мм или 100 мм.
- Устойчивость материалов к дезинфицирующим средствам.
- Подходит для интенсивной санитарной обработки.
- Разборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.
- Максимальная нагрузка на столик – 37,5 кг.
- Конструкция разработана с учётом потребностей врача-анестезиолога.

### Комплект поставки

- Каркас столика.

- Полки из нержавеющей стали — 3 шт.
- Выдвижные ящики — 4 шт.
- Выдвижной кронштейн.
- Лоток из нержавеющей стали.
- Колёса — 4 шт.
- Паспорт изделия.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал каркаса	Сталь
Материал столешницы и полок	Нержавеющая сталь
Количество полок	3
Количество ящиков	4
Нагрузка на ящик	до 5 кг
Высота бортиков	21 мм
Объём лотка	0,5 л
Диаметр колёс	50 мм
Возможный диаметр колёс	75 мм, 100 мм
Количество колёс	4
Разборная конструкция	Да
Максимальная нагрузка	37,5 кг
Гарантия производителя	24 мес.

### Преимущества

- Прочный каркас из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием белого цвета.
- Устойчивость конструкции к санитарно-дезинфекционной обработке и интенсивной эксплуатации.
- Столешница и полки из листовой нержавеющей стали.
- Бортики высотой 21 мм предотвращают падение инструментов и медикаментов.
- Полки устойчивы к воздействию агрессивных сред и дезинфицирующих средств.
- Четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих с плавным ходом.
- Каждый ящик выдерживает нагрузку до 5 кг.
- Верхний ящик оснащён замком для ограничения доступа.
- Выдвижной кронштейн с лотком из нержавеющей стали объёмом 0,5 л.
- Лоток удобен для размещения инструментов и медицинских принадлежностей во время манипуляций.
- Две эргономичные ручки обеспечивают удобное перемещение столика.
- Самоориентирующиеся колёса обеспечивают высокую манёвренность.
- Стандартный диаметр колёс составляет 50 мм.
- Возможна установка колёс диаметром 75 мм или 100 мм.
- Подходит для эксплуатации на различных типах напольных покрытий.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение.
- Максимальная нагрузка на столик составляет 37,5 кг.
- Конструкция разработана специально для оснащения рабочего места врача-анестезиолога.
- Подходит для интенсивного использования в условиях медицинских учреждений.
- Гарантия производителя — 24 месяца.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ока-Медик
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040081.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040081.pdf</a>

Габариты, мм 720×625×930

Вес, кг 20

Страна производства Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.