

## Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Стулья и табуреты



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1 предназначен для оснащения медицинских кабинетов, манипуляционных помещений, лабораторий и других лечебно-диагностических учреждений. Табурет обеспечивает удобное рабочее место для медицинского персонала при проведении осмотров, процедур и диагностических манипуляций.

Каркас изделия изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием, защищающим конструкцию от коррозии и повышающим срок службы оборудования. Разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение табурета.

Сиденье выполнено из фанерного листа с мягкой набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм. Обивка изготовлена из износостойчивой влагозащитной винилискожи, устойчивой к воздействию дезинфицирующих составов и подходящей для эксплуатации в медицинских учреждениях.

Регулировка высоты сиденья осуществляется при помощи газового патрона, что позволяет адаптировать положение табурета под требования пользователя. Пятилучевое основание диаметром 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции, а пять мебельных колёс диаметром 50 мм позволяют легко перемещать табурет по помещению.

#### Особенности

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к дезинфицирующим составам.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Пятилучевое основание диаметром 550 мм.
- Пять устойчивых опор для надёжного размещения на поверхности.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм.
- Удобное перемещение по кабинету и манипуляционным помещениям.
- Компактная и эргономичная конструкция.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр основания	550 мм
Диаметр сиденья	360 мм
Высота	от 470 до 600 мм
Толщина пенополиуретана сиденья	50 мм
Диаметр колёс	50 мм
Количество колёс	5
Допустимая нагрузка	130 кг

## Преимущества

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к воздействию дезинфицирующих средств.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Большой диаметр основания 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции.
- Пятилучевое основание повышает надёжность эксплуатации.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм для удобного перемещения.
- Компактная конструкция для использования в кабинетах с ограниченным пространством.
- Простая очистка и санитарная обработка поверхностей.
- Подходит для оснащения медицинских кабинетов, лабораторий и манипуляционных помещений.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы медицинского персонала.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ДЗМО
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Вес, кг</b>	4.6
<b>Вес в упаковке, кг</b>	5
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.