

## Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-52

Термоконтейнеры и хладоэлементы



### Ваша цена

Розница

**13 033 руб.**

Оптовая цена

**12 917 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-52

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-52 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови, её компонентов и кровезаменителей с соблюдением установленного температурного режима.

Корпус термоконтейнера изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 70–80 мм, обеспечивающего высокую теплоизоляцию и продолжительное сохранение температуры. Внутренняя ванна выполнена из ударопрочного пластика и ламинированного картона, устойчивых к механическим воздействиям и удобных для санитарной обработки.

Контейнер помещён в прочную сумку-чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка облегчает переноску изделия.

Полезный объём термоконтейнера составляет 49,2 л. Для поддержания необходимого температурного режима используются предварительно подготовленные хладоэлементы МХД-1, МХД-2 или МХД+5. Хладоэлементы приобретаются отдельно и не входят в комплект поставки.

При температуре окружающего воздуха +43 °С термоконтейнер сохраняет диапазон от 2 °С до 8 °С на протяжении 76 часов, а при температуре +25 °С поддерживает этот температурный режим до 139 часов, что делает его эффективным решением для длительной транспортировки термочувствительной медицинской продукции.

### Особенности

- Полезный объём термоконтейнера — 49,2 л.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 70–80 мм.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика и ламинированного картона.
- Водоотталкивающий сумка-чехол с застёжкой-молнией.
- Дополнительная фиксация крышки лентой на липучке.
- Удобная ручка для переноски.
- Совместимость с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Рекомендуемый комплект хладоэлементов — 24 или 32 шт.
- Продолжительное поддержание температурного режима при высоких температурах окружающей среды.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Производство — Россия.

### Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-52.
- Сумка-чехол.
- Эксплуатационная документация.
- Хладоэлементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

## Технические характеристики

| Характеристика                        | Значение                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Полезный объём                        | 49,2 л                                       |
| Материал контейнера                   | Жёсткий заливочный пенополиуретан            |
| Материал внутренней ванны             | Ударопрочный пластик / ламинированный картон |
| Толщина стенок                        | 70–80 мм                                     |
| Рекомендуемый комплект хладоэлементов | 24 шт. / 32 шт.                              |
| Применяемые хладоэлементы             | МХД-1, МХД-2, МХД+5                          |
| Вес пустого термоконтейнера           | 5,5 кг                                       |
| Внутренние размеры по дну             | 360 × 340 × 380 мм                           |
| Внутренние размеры по крышке          | 380 × 360 × 380 мм                           |
| Удержание температуры при +43 °С      | от 2 °С до 8 °С — 76 часов                   |
| Удержание температуры при +25 °С      | от 2 °С до 8 °С — 139 часов                  |

## Преимущества

- Поддерживает температурный режим от 2 до 8 °С в течение до 76 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Обеспечивает сохранение рабочей температуры до 139 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 70–80 мм обеспечивает высокую теплоизоляцию.
- Внутренняя ванна изготовлена из ударопрочного пластика или ламинированного картона, устойчивых к повседневной эксплуатации.
- Большой полезный объём 49,2 л позволяет транспортировать значительное количество термочувствительной продукции.
- Использует хладоэлементы МХД-1, МХД-2 и МХД+5 для формирования стабильного температурного режима.
- Возможность выбора комплекта хладоэлементов в зависимости от условий транспортировки.
- Сумка-чехол из водоотталкивающей ткани защищает контейнер от внешних воздействий и загрязнений.
- Застёжка-молния и дополнительная фиксация крышки лентой на липучке способствуют надёжному закрытию контейнера.
- Удобная ручка облегчает переноску при ежедневной эксплуатации.
- Небольшой собственный вес 5,5 кг упрощает транспортировку пустого контейнера.
- Подходит для эксплуатации в системе «холодовой цепи» при перевозке медицинской продукции.
- Производится в России.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | Термо-Конт МК                                                                                                 |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Отрасли             | Для исследований крови                                                                                        |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041142.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041142.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 520×500×520                                                                                                   |
| Вес, кг             | 5.5                                                                                                           |
| Страна производства | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.