

## Медицинский цифровой термометр Little Doctor LD-300

Медицинские термометры



### Ваша цена

Розница

**201 руб.**

Оптовая цена

**200 руб.**

*Little Doctor*

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский цифровой термометр Little Doctor LD-300

Little Doctor LD-300 — цифровой электронный термометр стандартного типа, предназначенный для измерения температуры тела человека в домашних и медицинских условиях. Прибор относится к бюджетному сегменту и обеспечивает базовую функциональность при высокой надёжности и простоте использования.

Термометр использует метод определения максимума и оснащён чувствительным терморезисторным элементом, обеспечивающим точное измерение в диапазоне от 32,0 до 42,0 °С. Время измерения составляет 3–4 минуты, после чего прибор подаёт звуковой сигнал об окончании процедуры. Последний результат сохраняется в памяти устройства.

Корпус термометра выполнен с водозащищённым наконечником, что повышает удобство и гигиеничность использования. Прибор безопасен, не содержит ртути и может применяться пациентами любого возраста. В комплект входит пластиковый футляр для хранения, обеспечивающий защиту устройства при транспортировке.

### Особенности

- Легкочитаемый жидкокристаллический экран.
- Безопасная конструкция, не содержит ртути.
- Время измерения 3–4 мин.
- Звуковой сигнал по окончании измерения.
- Память на последнее измерение.
- Водозащищённый наконечник.
- Футляр для хранения в комплекте.
- Простота эксплуатации и высокая надёжность.

### Способы измерения

- Оральное измерение температуры.
- Подмышечное измерение температуры.
- Ректальное измерение температуры.

### Комплект поставки

- Термометр с элементом питания.
- Пластиковый футляр для хранения.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Метод измерения	метод определения максимума
Чувствительный элемент	терморезистор (термистор)
Диапазон измерения	32,0 – 42,0 °С

Точность измерения	± 0,1 °C
Время измерения	3–4 мин
Звуковая индикация	да
Память	на последнее измерение
Срок службы элемента питания	~100 ч
Корпус	водозащищённый наконечник
Гибкий корпус	нет
Возрастные ограничения	без ограничений по возрасту
Гарантия	2 года

## Преимущества

- Легко читаемый жидкокристаллический дисплей для удобного отображения результатов измерения.
- Безопасная конструкция, не содержит ртути и подходит для повседневного использования.
- Быстрое измерение температуры в течение 3–4 мин.
- Звуковой сигнал по завершении процедуры измерения.
- Функция памяти на последнее измерение для удобного контроля динамики показаний.
- Высокая точность измерения ± 0,1 °C в диапазоне от 32,0 до 42,0 °C.
- Возможность применения для орального, подмышечного и ректального измерения температуры.
- Водозащищённый наконечник для повышения гигиеничности и удобства обработки.
- Компактный и лёгкий корпус, обеспечивающий удобство хранения и транспортировки.
- Питание от элемента LR41 с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.
- Футляр для хранения в комплекте для защиты прибора от повреждений.
- Простота эксплуатации и минимальные требования к подготовке пользователя.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Little Doctor
<b>Страна бренда</b>	Сингапур
<b>Отрасли</b>	Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040522.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040522.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	129×18×10
<b>Вес, кг</b>	0.01
<b>Электропитание, В</b>	1,5 (элемент LR41)
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.