

Медицинский вортекс ELMI V-3

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница Оптовая цена 20 770 руб. 19 730 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский вортекс ELMI V-3

Медицинский вортекс ELMI V-3 — компактный вибрационный встряхиватель для перемешивания компонентов жидкости в пробирках объёмом от 0,5 до 50 мл. Прибор используется в медицинских и научных лабораториях для быстрой гомогенизации образцов и подготовки проб к анализу. Оснащён двумя режимами работы: непрерывным и импульсным (при нажатии пробиркой на рабочую головку).

Скорость перемешивания регулируется в широком диапазоне от 50 до 4 500 об/мин с помощью тумблера. Во время работы головка совершает орбитальные колебательные движения с амплитудой 2 мм, обеспечивая равномерное и щадящее перемешивание содержимого пробирок.

Антивибрационная конструкция корпуса и максимальный диаметр основания гарантируют устойчивость и бесшумность работы, а минимальные габариты делают прибор удобным для установки на рабочем месте.

Особенности

- Два режима работы непрерывный и кратковременный.
- Регулируемая скорость перемешивания от 50 до 4 500 об/мин.
- Орбитальное движение головки с амплитудой 2 мм.
- Антивибрационная конструкция и устойчивость на поверхности.
- Компактность, простое управление и низкий уровень шума.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Диапазон скорости перемешивания 50	– 4 500 об/мин
Тип вращения Орбитальное	
Амплитуда вращения 2 мм	
Допустимая температура окружающей среды	от 10 до 45 °C
Допустимая влажность окружающей среды	до 80 %
Объём пробирок 0,5 – 50 мл	

Преимущества

- Антивибрационная конструкция обеспечивает устойчивость прибора за счёт увеличенного диаметра основания.
- Головка вортекса совершает орбитальное колебательное движение с амплитудой 2 мм для равномерного перемешивания образцов.
- Минимальные габариты, бесшумность и простота управления делают прибор удобным для



повседневного использования.

- Высокая скорость вращения до 3 200 об/мин позволяет эффективно перемешивать пробы различной плотности.
- Универсальная насадка подходит для большинства стандартных пробирок и микропробирок.
 Возможность работы в непрерывном режиме или по нажатию пробиркой.
- Корпус из прочных материалов с устойчивыми резиновыми опорами предотвращает смещение во время работы.
- Низкий уровень шума и вибрации благодаря оптимизированной системе балансировки.
- Соответствие требованиям лабораторных стандартов качества и безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Габариты, мм	130 × 58
Вес, кг	0.7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 1,5
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.