

## Механический тонометр Little Doctor LD-60

Тонометры



### Ваша цена

Розница  
**1 250 руб.**

Оптовая цена  
**1 250 руб.**

*Little Doctor*

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Механический тонометр Little Doctor LD-60

Механический тонометр Little Doctor LD-60 предназначен для неинвазивного измерения артериального давления методом тонов Короткова. Прибор выполнен в классической конструкции и ориентирован на использование в домашних условиях.

Модель оснащена встроенным в манжету металлическим стетоскопом, что упрощает проведение измерений и делает эксплуатацию более удобной. Для регулирования скорости выпуска воздуха используется курковый клапан с фильтром.

Тонометр комплектуется нейлоновой манжетой увеличенного размера с металлическим фиксирующим кольцом и разметочными метками для правильного позиционирования на плече. Все элементы прибора выполнены без использования латекса.

Манометр изготовлен с использованием металлических и пластиковых компонентов, отличается удобным считыванием показаний и рассчитан на длительную эксплуатацию.

### Особенности

- Классический механический тонометр для измерения давления методом тонов Короткова.
- Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
- Курковый воздушный клапан с фильтром.
- Нейлоновая манжета увеличенного размера.
- Манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
- Нанесённые на манжету разметочные метки для правильного наложения.
- Все части прибора не содержат латекса.
- Простая и надёжная механическая конструкция.
- Подходит для домашнего использования.

### Показания к применению

- Контроль уровня артериального давления в домашних условиях.
- Регулярный мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы.
- Самостоятельное измерение артериального давления по методу Короткова.

### Комплект поставки

- Манжета LD-Cuff PN2LR.
- Манометр.
- Стетоскоп LD Prof-Plus со встроенной в манжету головкой.
- Нагнетатель.
- Обратный клапан.
- Воздушный клапан.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

### Технические характеристики

| Характеристика                     | Значение              |
|------------------------------------|-----------------------|
| Метод измерения                    | Метод тонов Короткова |
| Тип прибора                        | Механический          |
| Фонендоскоп в комплекте            | Встроен в манжету     |
| Материал манометра                 | Металл / пластик      |
| Диаметр циферблата манометра       | 45,5 мм               |
| Переключение правша/левша          | Нет                   |
| Клапан травления воздуха           | Курковый с фильтром   |
| Нагнетатель                        | С обратным клапаном   |
| Фильтр обратного клапана           | Нет                   |
| Диапазон измерения давления        | 20–300 мм рт. ст.     |
| Погрешность измерения давления     | ± 3 мм рт. ст.        |
| Условия эксплуатации (температура) | от +10 до +40 °С      |
| Условия эксплуатации (влажность)   | от 30 до 85 %         |
| Размер манжеты                     | 33–46 см              |
| Материал манжеты                   | Нейлон                |
| Манжета с металлическим кольцом    | Да                    |
| Количество трубок                  | 2                     |
| Срок службы тонометра              | 7 лет                 |
| Срок службы манжеты                | 3 года                |
| Гарантия                           | 1 год                 |

## Преимущества

- Классический механический принцип измерения артериального давления по методу тонов Короткова.
- Встроенный в манжету металлический стетоскоп упрощает процесс измерения и снижает количество отдельных элементов.
- Курковый клапан с фильтром обеспечивает точную и плавную регулировку стравливания воздуха.
- Манжета увеличенного размера 33–46 см подходит для широкого диапазона окружности плеча.
- Нейлоновая манжета с металлическим фиксирующим кольцом обеспечивает надёжную фиксацию на руке.
- Разметочные метки на манжете помогают правильно и быстро её позиционировать.
- Конструкция без латекса снижает риск аллергических реакций.
- Компактная и простая конструкция делает прибор удобным для домашнего использования.
- Металлический корпус манометра повышает надёжность и долговечность прибора.
- Оптимальное сочетание точности измерения и простоты эксплуатации.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:   |
|----------------------------|---------------|
| <b>Бренд</b>               | Little Doctor |
| <b>Страна бренда</b>       | Сингапур      |
| <b>Отрасли</b>             | Для дома      |
| <b>Габариты, мм</b>        | 115×185×75    |
| <b>Вес, кг</b>             | 0.39          |
| <b>Страна производства</b> | Китай         |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.