

## Механический тонометр Little Doctor LD-71

Тонометры



**Ваша цена**

Розница  
**919 руб.**

**Оптовая цена**  
**911 руб.**

*Little Doctor*

В наличии

**Области применения:**

- Здоровоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Механический тонометр Little Doctor LD-71

Little Doctor LD-71 – профессиональный механический тонометр классического типа, предназначенный для точного измерения артериального давления методом аускультации. Модель ориентирована на использование в медицинской практике и обеспечивает стабильные результаты за счёт применения металлического anerоидного манометра и высококачественных компонентов нагнетательной системы.

Прибор оснащён нейлоновой манжетой с металлическим фиксирующим кольцом, рассчитанной на окружность плеча от 25 до 36 см. Манжета имеет нанесённые размерные метки, что облегчает правильное позиционирование. В комплект входит металлический стетоскоп, интегрированный в систему измерения, что повышает удобство проведения процедуры.

Нагнетатель модели LD-S014 с обратным клапаном LD-S016 оснащён фильтром, предотвращающим попадание пыли в систему, а игольчатый металлический клапан обеспечивает точную регулировку сброса давления. Конструкция тонометра рассчитана на длительный срок эксплуатации и устойчивость к интенсивному использованию.

#### Особенности

- Классический механический тип тонометра для профессионального применения.
- Металлический anerоидный манометр для стабильной точности измерений.
- Диаметр циферблата манометра 45 мм.
- Металлический стетоскоп в комплекте.
- Нейлоновая манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
- Нанесённые на манжету размерные метки для корректного наложения.
- Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя для защиты от пыли.
- Игольчатый металлический клапан травления воздуха.
- Двухтрубная система подключения манжеты.
- Подходит для использования пациентами любого возраста при выборе соответствующего размера манжеты.

#### Комплект поставки

- Манометр с нагнетателем
- Манжета LD Cuff N2AR
- Металлический стетоскоп
- Сумка для хранения
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	механический тонометр (анероидный)
Диапазон измерения давления	от 0 до 300 мм рт. ст.
Погрешность измерения давления	± 3 мм рт. ст.

Диаметр циферблата манометра	45 мм
Материал манометра	металл
Размер манжеты	от 25 до 36 см
Материал манжеты	нейлон
Материал камеры манжеты	ТПУ
Количество трубок	2
Клапан травления	металлический, игольчатый
Условия эксплуатации (температура)	от +10 до +40 °С
Условия эксплуатации (влажность)	85% и ниже
Срок службы тонометра	7 лет
Срок службы манжеты	3 года
Гарантия	2 года

## Преимущества

- Классический механический тонометр профессионального уровня для точного измерения артериального давления.
- Металлический anerоидный манометр обеспечивает стабильную работу и высокую точность показаний.
- Увеличенный циферблат диаметром 45 мм для удобного считывания результатов.
- Металлический игольчатый клапан обеспечивает плавную и точную регулировку сброса давления.
- Фильтр обратного клапана нагнетателя защищает систему от попадания пыли и загрязнений.
- Нейлоновая манжета с металлическим фиксирующим кольцом обеспечивает надёжную фиксацию на плече.
- Нанесённые размерные метки на манжете упрощают правильное наложение и повышают точность измерений.
- Двухтрубная система подключения обеспечивает стабильную передачу давления и корректную работу прибора.
- Металлический стетоскоп входит в комплект и обеспечивает удобство проведения аускультации.
- Компактный и прочный нагнетатель с обратным клапаном рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Широкий диапазон измерения от 0 до 300 мм рт. ст. позволяет использовать прибор в клинической практике.
- Погрешность измерения не превышает  $\pm 3$  мм рт. ст., что соответствует профессиональным требованиям.
- Универсальная манжета подходит для окружности плеча от 25 до 36 см.
- Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство хранения и транспортировки.
- Подходит для применения у пациентов различных возрастных групп при корректном подборе манжеты.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Little Doctor
<b>Страна бренда</b>	Сингапур
<b>Отрасли</b>	Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040507.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040507.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040507.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040507.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	115×185×75
<b>Вес, кг</b>	0.328

Страна производства

Китай

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.