

Металлический вытяжной шкаф Теолаб ШВМ-1500 МОН-Комфорт

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 179 118 руб. 172 484 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Металлический вытяжной шкаф без сантехники Теолаб ШВМ-1500 МОН Комфорт

Теолаб ШВМ–1500 МОН–Комфорт — металлический лабораторный вытяжной шкаф без сантехники, предназначенный для безопасной работы с токсичными и летучими веществами. Оснащён широкой керамогранитной столешницей, четырьмя зонами вытяжки и нижней тумбой с индивидуальной вытяжкой для хранения реактивов.

Шкаф обеспечивает эффективное удаление вредных паров и газов, защищает персонал и поддерживает чистоту в рабочем пространстве. Подходит для применения в химических, медицинских, учебных и производственных лабораториях.

Каркас выполнен из металла с полимерным покрытием, рабочая камера снабжена закалённым защитным экраном толщиной 4 мм в алюминиевой раме, а розетки вынесены за рабочую зону для дополнительной безопасности.

Особенности

- Столешница из керамогранита 120 × 60 см, устойчивая к нагреву, кислотам и щёлочам.
- Прочный цельносварной металлический каркас с порошковым покрытием.
- Четыре зоны вытяжки для максимальной эффективности удаления паров.
- Защитный экран из закалённого стекла толщиной 4 мм в алюминиевой раме.
- Брызгозащищённые розетки (2 шт.) на 16 А и 250 В, расположенные снаружи рабочей камеры.
- Нижняя тумба с распашными дверями, полкой и индивидуальной вытяжкой (диаметр патрубка 100 мм).
- Регулируемые по высоте ножки для установки на неровном полу.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	1 500 × 600 × 1 142 мм
Материал столешницы Керамогранит	
Размер столешницы 120 × 60 см	
Диаметр фланца для подключения к вентиля	- нции 200 мм
Диаметр фланца вытяжки в тумбе 100	MM
Количество розеток 2 шт.	
Номинальный ток розетки 16 А	
Максимальное напряжение розетки 25	50 B
Толщина защитного стекла 4 мм	_
	_



Преимущества

Металлический вытяжной шкаф Теолаб ШВМ–1500 МОН–Комфорт предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым элементом оснащения для безопасной и эффективной работы в любых лабораториях:

- Прочная металлическая конструкция надёжность, долговечность и устойчивость к повреждениям.
- ullet Широкая столешница из керамогранита удобство организации рабочего места, устойчивость к кислотам, щёлочам и нагреву.
- Четыре зоны вытяжки эффективное удаление вредных паров и газов из рабочей камеры.
- Защитный экран из закалённого стекла толщиной 4 мм безопасность персонала при сохранении отличной видимости.
- \bullet Встроенная вытяжка в нижней тумбе возможность безопасного хранения химических реактивов и материалов.
- Брызгозащищённые розетки, вынесенные за рабочую зону безопасное подключение оборудования.
- Регулируемые ножки лёгкая установка шкафа даже на неровном полу.
- ullet Эргономичное расположение элементов управления и освещения комфорт и удобство при эксплуатации.

Металлический вытяжной шкаф Теолаб ШВМ-1500 МОН-Комфорт отлично подходит для химических, медицинских, учебных и производственных лабораторий, сочетая безопасность, удобство и надёжность в каждом элементе конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	KOPCA
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	1 560 × 740 × 2 220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.