

## Мини-логгер температуры Testo 174 T

USB-логгеры



### Ваша цена

Розница  
**8 500 руб.**

Оптовая цена  
**8 075 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Торговля
- Агропромышленный комплекс

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °С: -30...+70

## Описание

### 1-канальный USB -логгер данных температуры Testo 174 T

Testo 174 T – это простой и надёжный логгер температуры. Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи – около 500 дней.

Testo 174 T продаётся в двух комплектациях:

- Testo 174 T: сам логгер с батарейками, без USB-платформы, через которую логгер подключается к компьютеру.
- Testo 174 T вместе с USB-переходником: в комплект, помимо переходника, входит программное обеспечение, позволяющее анализировать и хранить данные.

USB-переходник и ПО подходит для логгеров Testo 174 T и Testo 174 H. Вы можете купить один полный комплект с переходником и нужное количество логгеров.

Драйверы для логгеров и программное обеспечение Testo ComSoft Basic можно скачать с официального сайта производителя. Для работы ПО требуется компьютер с Windows XP (Service Pack 3) и новее.

При хранении лекарств и продуктов питания всегда нужно следить за тем, чтобы температура хранения не превышала определённых предельных значений. С помощью Testo 174 T можно осуществлять непрерывный контроль температуры, независимо от того, хранится ли товар на полке, на прилавке или в холодильнике или холодильной камере. В любое время можно проверить, соблюдаются ли указанные температурные диапазоны.

Логгер надёжно записывает показания и может использоваться для непрерывной записи и документирования данных температуры. Данные сохраняются даже при разрядении или замене аккумулятора. Текущие показания, а также любые возможные нарушения предельных значений, можно сразу увидеть на большом дисплее.

NTC-датчик температуры отличается точностью и измеряет температуру в диапазоне от -30 до +70 °С. Он подходит для использования при очень низких температурах, например, в холодильниках или холодильных камерах.

Логгер также имеет защиту от брызг воды и струй в соответствии с классом защиты IP 65. Его можно не убирать во время уборки складов.

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от батареек типа CR 2032, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 500 дней работы.

Комплект поставки Testo 174 T:

- Сам логгер 174T с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

Комплект поставки Testo 174 T с USB-переходником:

- Сам логгер 174T с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- USB-переходник для подключения к компьютеру.
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Testo
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Торговля, Пищевая промышленность
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010009784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010009784.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010009784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010009784.pdf</a>
<b>Измеряет</b>	температуру
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-30...+70
<b>Погрешность, °C</b>	0,5
<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	60×38×18,5
<b>Вес, кг</b>	0.035

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.