

Модуль вибрации для аппарата Air Multi

Прессотерапия



Наличие регистрационного удостоверения



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Модуль вибрации для аппарата Air Multi

Модуль вибрации для аппарата Air Multi — предназначен для проведения прессотерапии и лимфодренажа.

Модуль вибрации прост в использовании: вибратор автоматически запускается после начала подачи воздуха в манжету для ног. Крепится внутри манжеты на специальное отверстие, обеспечивая надёжное и удобное подключение.

В комплекте поставляются 2 батарейки типа AA, что обеспечивает автономную работу без необходимости подключения к сети.

Технические характеристики

| Описание | Параметр |
|--------------------|---------------------|
| Напряжение | 3 В |
| Питание | 2 батарейки типа AA |
| Материал | ABS |
| Габаритные размеры | 74 × 35 × 98 мм |
| Масса | 0,125 кг |

Преимущества

Модуль вибрации для аппарата Air Multi обладает рядом преимуществ, которые делают его важным элементом в терапии и реабилитации:

- Автоматический запуск вибрации при подаче воздуха в манжету — упрощает использование и повышает комфорт пациента.
- Лёгкий и компактный дизайн — не занимает много места и легко интегрируется в манжету для ног.
- Питание от 2 батареек типа AA — обеспечивает автономную работу без необходимости подключения к электросети.
- Надёжное крепление внутри манжеты — исключает смещение и обеспечивает стабильную работу вибратора во время процедуры.
- Изготовлен из долговечного ABS-пластика — устойчив к износу и легко очищается.
- Минимальное энергопотребление — экономичен в эксплуатации и не требует частой замены батареек.
- Поддерживает эффективное воздействие в рамках прессотерапии и лимфодренажа — улучшает кровообращение и способствует восстановлению тканей.
- Простота замены батареек — удобство в обслуживании и эксплуатации оборудования.

Этот модуль вибрации значительно расширяет функциональность аппарата Air Multi, обеспечивая дополнительное лечебное воздействие и повышая эффективность процедур.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Won Industry

Страна бренда

Южная Корея

Отрасли

Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая

медицина

Страна производства

Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.