

Монитор пациента Armed PC-900s

Прикроватные мониторы

Арт. 1023301



- Особенности мониторов: работает от сети или аккумуляторов



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/09257 от 09.03.2011

Описание

Монитор пациента Armed PC-900s

Прикроватный монитор PC-900s предназначен для измерения основных жизненно важных показателей пациентов. Используется в медицинских учреждениях для пациентов разного возраста — новорождённых, детей и взрослых. Определяет показатели пульса, систолического и диастолического давления, уровня кислорода в крови.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/09257 от 09.03.2011.

Дисплей (диагональ 22 см) одновременно показывает значения и кривые SpO₂. Меню полностью на русском языке. Встроенная память способна обеспечить хранение до 300 событий или данные измерений у ста последних пациентов.

Пользоваться монитором легко и просто: на панели управления расположены удобные клавиши и яркие цифровые индикаторы. При возникновении ошибок в работе прибора запускается настраиваемая система аудиовизуальных тревог.

Подключается к стационарной электросети, а также может работать от встроенного аккумулятора (время автономной работы: не менее 2 часов). Также дополнительно можно установить термопринтер.

Параметр
Armed PC-900s

Диапазон измерения пульса

30-240 уд/мин

Интервал обновления данных на экране

1 с

Диапазон измерения SpO₂

70-100 %

Преимущества

Преимущества Armed PC-900s

- Контроль ошибок.
- Автономность.
- Выбор категории пациента.

- Встроенная память.
- Функциональность.
- Простое и понятное управление.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1023301
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Особенности мониторов	работает от сети или аккумуляторов
Габариты, мм	320×360×410
Вес, кг	5.9
Вес в упаковке, кг	6.5
Габариты в упаковке, см	36×32×39
Электропитание, В	110-230
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.