

## Моноблочный монитор пациента Mindray ePM10M

Прикроватные мониторы



- Особенности мониторов: работает от сети или аккумуляторов

**mindray**

**Наличие регистрационного удостоверения**

Под заказ

**Array**

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Модульный монитор пациента Mindray ePM10M

Монитор пациента Mindray ePM10M — это мобильное и универсальное решение для мониторинга жизненно важных параметров в различных клинических условиях. Прибор оснащён 10,1-дюймовым сенсорным экраном и обеспечивает автономную работу до 6 часов.

Модульная конструкция позволяет адаптировать монитор к конкретным задачам — можно приобрести только необходимые модули. Поддерживаются plug-and-play модули, совместимые с серией BeneVision N.

В базовую комплектацию входит мультипараметрический модуль с измерением:

- неинвазивного артериального давления (НИАД),
- двух температурных каналов,
- SpO<sub>2</sub>,
- ЭКГ в 3/5 отведениях.

Алгоритмы и технологии:

- Многоотведенческий анализ ЭКГ с возможностью анализа ST и QT-интервалов.
- Точный SpO<sub>2</sub> при низкой перфузии.
- Алгоритм измерения НИАД, сертифицированный Британским обществом по гипертензии (BHS).

Дополнительные модули (по запросу):

- инвазивное артериальное давление (до 4 каналов),
- EtCO<sub>2</sub>,
- сердечный выброс,
- анализ анестезиологических газов,
- мониторинг BIS.

### Преимущества

- Ёмкостный сенсорный дисплей, диагональ 10,1 дюйм.
- HD-дисплей с широкоугольным обзором ≥170°.
- Плоский дизайн пользовательского интерфейса, общий для всех платформ.
- До 18 настраиваемых быстрых клавиш.
- Одно касание — и открывается мини-экран трендов или задаются базовые показатели в начале мониторинга.
- Протоколы Serial DIAP и HL7 — для интеграции с электронными медицинскими картами (EMR).
- Скрытая ручка переноски без труднодоступных щелей — удобно и гигиенично.
- Поверхность устойчива к медицинским чистящим средствам.
- Гибкие опции крепления — на прикроватную тумбочку или для мобильного использования.
- Функция просмотра данных с до 12 других мониторов ePM — без необходимости центральной станции.

- Функция Caregroup – групповое наблюдение за пациентами с любого подключённого устройства (в том числе через Mobile Viewer).

## Характеристики

| Параметр:             | Показатель:                        |
|-----------------------|------------------------------------|
| Бренд                 | Mindray                            |
| Страна бренда         | Китай                              |
| Отрасли               | Здравоохранение                    |
| Особенности мониторов | работает от сети или аккумуляторов |
| Габариты, мм          | 269 × 252 × 159                    |
| Вес, кг               | 4                                  |
| Электропитание, В     | Аккумулятор Li-ion 11,1В, 2600 мАч |
| Страна производства   | Китай                              |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.