

## Моноблочный монитор пациента Mindray ePM12M

Прикроватные мониторы



**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Модульный монитор пациента Mindray ePM12M

Mindray ePM12M — современный монитор пациента средней категории с 12,1-дюймовым цветным сенсорным дисплеем. Обеспечивает удобную визуализацию данных и гибкую настройку параметров мониторинга для различных клинических задач.

Аппарат прост в эксплуатации, имеет поддержку русского языка, встроенную память и автономную работу от аккумулятора.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Класс аппарата	Средний
Цветной сенсорный дисплей	12,1 дюйма
Разрешение экрана	1280 x 800 пикселей
Язык интерфейса	Русский
Карта памяти	2 ГБ
Аккумулятор Li-ion	11,1 В, 2600 мАч
Размеры (Ш×В×Г)	310 × 289 × 169 мм
Вес	4,8 кг

### Преимущества

- Ёмкостный сенсорный HD-дисплей 12,1 дюйма с разрешением 1280 × 800 пикселей и широким углом обзора ≥170°.
- Плоский унифицированный интерфейс, общий для всей линейки Mindray, обеспечивает быстрое обучение персонала и простоту в эксплуатации.
- До 18 настраиваемых быстрых клавиш и функция одного касания для быстрого доступа к трендам и установке базовых параметров пациента.
- Протоколы Serial DIAP и HL7 для надёжной и беспроблемной интеграции с электронной медицинской картой (EMR).
- Функция просмотра до 12 других пациентов в реальном времени на одном мониторе без использования центральной станции мониторинга.
- Функция Saregroup — доступ к данным закреплённой группы пациентов через мониторы, центральную станцию и Mobile Viewer в любом месте клиники.
- Скрытая ручка для переноски без щелей упрощает дезинфекцию; корпус устойчив к медицинским чистящим средствам.
- Гибкие варианты крепления: установка на прикроватную тумбу или мобильную стойку для удобства перемещения.
- Интерфейс на русском языке, понятный и интуитивный, не требует дополнительного обучения.
- Автономная работа от встроенного аккумулятора и наличие внутренней памяти гарантируют непрерывный мониторинг даже при отключении питания.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023639.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023639.pdf</a>
Габариты, мм	310 x 289 x 169
Вес, кг	4.8
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.