

### Морозильник Бирюса 245K-RB

Медицинские морозильники



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 207 149 руб. 205 378 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °C: -18...-40
- Общий объём, л: 242

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Морозильник Бирюса 245K-RB

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

#### Особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком.
- Металлическая дверь с замком.
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма
- и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур.
- Отображение температуры на панели управления.
- Полки сетчатые 5 шт.
- Улучшенная теплоизоляция и двойной уплотнитель на двери обеспечивают точное поддержание заданной температуры.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические

Морозильник Бирюса 245K-RB 1



Температура в морозильной камере, °C	-1840
Общий объём, л	242
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	665 × 755 × 1 690
Вес, кг	80
Вес в упаковке, кг	90
Габариты в упаковке, мм	730 × 850 × 1 720
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.