

Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2405DN

Морозильники для медицинских отходов

Ваша цена

Розница
52 603 руб.

Оптовая цена
52 164 руб.

бирюса

Под заказ

С учетом НДС 22 %



Описание

Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2405DN

Оборудование морозильное не бытового назначения: морозильник типа «ларь» предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы(органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в ларе не более 7 суток с начала момента накопления отходов (при условии что, температурный режим в ларе выше -12°C).

Применение ларя «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Ларь может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Ларь оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей ларя и емкостей для хранения медицинских отходов.

Особенности:

- ларь оснащён электронным блоком и отображает информацию на дисплее;
- принудительная циркуляция воздуха внутри ларя;
- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры.

Для удобства перемещения ларь оснащён колёсными опорами.

Комплектация: 2 корзины и 2 бака по 20 л (ёмкости для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Бирюса

Страна бренда

Россия

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип холодильника | для медицинских отходов |
| Дверцы | непрозрачные металлические |
| Температура в морозильной камере, °C | +10...-18 |
| Общий объём, л | 190 |
| Объём морозильной камеры, л | 190 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Хладагент | R-600a |
| Максимальный шум, дБ | 50 |
| Габариты, мм | 1 055 × 540 (без учёта ручки) × 810 |
| Вес, кг | 40 |
| Вес в упаковке, кг | 44 |
| Габариты в упаковке, мм | 1 140 × 600 × 860 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.