

## Набор пробных очковых линз с оправой Armed-1 на 103 линзы

Офтальмокопические наборы, линзы и оправы



### Ваша цена

Розница  
**20 059 руб.**

Оптовая цена  
**19 880 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Набор пробных очковых линз с оправой Armed-1

Набор пробных очковых линз Armed-1 с универсальной пробной оправой представляет собой офтальмологический диагностический комплект для подбора очковой коррекции и комплексной оценки рефракции. Используется в практике врача-офтальмолога для проведения субъективной и объективной диагностики зрения, включая исследование сферической, цилиндрической и призматической рефракции.

Комплект включает линзы, изготовленные из оптического стекла в прочной металлической обойме, что обеспечивает стабильность параметров и долговечность при интенсивной клинической эксплуатации. Универсальная пробная оправка позволяет точно регулировать положение линз, межзрачковое расстояние и оси цилиндрических и призматических элементов, обеспечивая высокую точность подбора коррекции.

Набор предназначен для работы в офтальмологических кабинетах, оптометрических центрах и медицинских учреждениях, выполняющих диагностику и подбор очковой коррекции пациентам различных возрастных групп.

### Особенности

- Универсальная пробная оправка с регулировкой шарнирными винтами.
- Возможность точной настройки межзрачкового расстояния.
- Регулировка оси цилиндрических и призматических линз.
- Два зажима оправы, удерживающие до 4 линз каждый.
- Металлическая обойма линз с высокой устойчивостью к износу.
- Отсутствие острых краёв для безопасности врача и пациента.
- Цветовая маркировка линз для удобства идентификации диоптрий.
- Компактный кейс для хранения и транспортировки.
- Высокая точность подбора оптической коррекции.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Градация сферических линз (+)	от 0.25 до 6.00 дптр
Градация сферических линз (-)	от 0.25 до 14.00 дптр
Градация цилиндрических линз (+)	от 0.25 до 4.00 дптр
Градация цилиндрических линз (-)	от 0.25 до 4.00 дптр
Градация очковых призм	0.5; 1.0; 2.0; 3.0 пр.дптр
Гарантия	1 год

## Преимущества

- Универсальная пробная оправка с точной механической регулировкой для пациентов с различными

анатомическими особенностями.

- Возможность настройки межзрачкового расстояния для повышения точности диагностики.
- Регулировка осей цилиндрических и призматических линз для корректного подбора оптической коррекции.
- Надёжная фиксация линз благодаря двойным зажимам оправы.
- Металлическая обойма линз обеспечивает высокую износостойкость при регулярном использовании.
- Безопасная конструкция оправы без острых кромок для комфортной работы врача и пациента.
- Цветовая маркировка линз с отрицательными и положительными диоптриями для ускоренной навигации в наборе.
- Широкий диапазон оптических сил для проведения полной диагностики рефракции.
- Подходит для исследования сферической, цилиндрической и призматической рефракции.
- Компактный и прочный кейс для хранения и транспортировки всех элементов набора.
- Удобная организация внутреннего пространства кейса с маркировкой линз.
- Оптимизирован для ежедневного использования в офтальмологических кабинетах и диагностических центрах.
- Повышенная долговечность компонентов при интенсивной клинической эксплуатации.
- Совместимость с классическими методиками субъективной рефракции.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039726.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039726.pdf</a>
Габариты, мм	540×310×70
Вес, кг	3.9
Габариты в упаковке, мм	540×310×360
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.