

Набор кювет №2

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница
18 500 руб.

Оптовая цена
17 760 руб.

**Сделано
 в России**

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Материал кювет: стекло
- Подходит для: спектрофотометров КФК

Описание

Набор стеклянных кювет №8470; 2

Набор кювет №8470; 2 включает кюветы с длиной оптического пути 5, 10, 20, 30, 50 мм по 3 шт. Выполнены по стандарту КФК (ширина 24 мм). Подходят для приборов КФК-2, [КФК-3-01](#), ПЭ-5300/5400, UNICO-1201/2100 и других.

Кюветы оптические предназначены для фотометрирования в фотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах с кислотами, щелочами и органическими растворителями.

Кюветы изготовлены из оптического стекла К-8. Их технологической особенностью является повышенная устойчивость к агрессивным реагентам, что позволяет многократно использовать кюветы для любых исследований.

Произведены в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Материал кювет	стекло
Подходит для	спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.