

Наконечник Ленпипет 0.5-10 мкл. (96 шт. в штативе, с фильтром)

Дозаторы Арт. 94052100

Ваша цена

Розница **646 руб.** Оптовая цена **623 руб.**



В наличии



С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

• Распродажа

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Наконечник Ленпипет 0.5-10 мкл.

Наконечник Ленпипет 0.5–10 мкл. — одноразовый расходный элемент для пипеточных дозаторов с воздушным вытеснением. Предназначен для точного дозирования жидкостей, включая ДНК/РНК, инфекционный материал, образцы с радиоактивными метками и материалы для ПЦР и амлификационных исследований, с минимизацией аэрозольной контаминации.

Фильтры изготовлены из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы и вставлены в наконечник без фиксирующих или герметизирующих средств. Все наконечники поставляются в штативах и герметичной стерильной упаковке.

Особенности

- Одноразовое использование для минимизации перекрёстного загрязнения.
- Фильтр предотвращает попадание аэрозоля внутрь дозатора.
- Ребристая «юбочка» надёжно удерживает наконечник в штативе.
- Ровные плотные стенки и гидрофобная поверхность позволяют полностью опорожнить наконечник.
- Современные технологии литья предотвращают образование облоя и гарантируют точную форму наконечника.
- Поставляется в штативах по 96 шт., стерильные, в герметичной упаковке.

Технические характеристики

Характеристик	а Значение	_
Наименование	Finntip Filter 10	_
Упаковка	96 шт. в штативе с фильтром,	стерильные
Диапазон объё	ема 0.5 – 10 мкл	
Длина 52	2 мм	

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	94052100
Бренд	Thermo Fisher Scientific



Страна бренда	США
Страна производства	США

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.