

## Наконечник Ленпипет 5-200 мкл

Дозаторы    Арт. 9400082



### Ваша цена

Розница  
**1 260 руб.**

Оптовая цена  
**1 215 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Наконечник Ленпипет 5–200 мкл

Наконечник Ленпипет 5–200 мкл – одноразовый расходный элемент для пипеточных дозаторов воздушного вытеснения. Предназначен для точного дозирования жидких образцов в лабораторных условиях.

Изделие плотно и герметично соединяется с конусом дозатора, а ребристая «юбочка» надёжно удерживает наконечник в штативе. Ровные плотные стенки и гидрофобная поверхность обеспечивают полное опустошение наконечника при работе.

Наконечник изготовлен с использованием современных литейных технологий, предотвращающих образование облоя и обеспечивающих точную форму отверстия. Поставляется по 1000 шт. в упаковке, жёлтый, без фильтра.

### Особенности

- Герметичное соединение с пипеточным дозатором.
- Ребристая «юбочка» для надёжной фиксации в штативе.
- Ровные плотные стенки наконечника для полного опустошения.
- Гидрофобная поверхность предотвращает прилипание жидкости.
- Современные технологии литья исключают образование облоя и обеспечивают точную форму отверстия.
- Одноразовое применение, подходит для лабораторных анализов и экспериментов.

### Технические характеристики

Наименование	Упаковка	Диапазон	Длина
Наконечник Ленпипет 5–200 мкл	50 мм	1000 шт. в упаковке, жёлтый, без фильтра	

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9400082
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031421.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031421.pdf</a>

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.