


Настольная подставка для рециркуляторов Defender C

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам



Ваша цена

Розница

540 руб.

Оптовая цена

518 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Defender

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Настольная подставка для облучателя-рециркулятора Defender C

Компактная настольная подставка для облучателя-рециркулятора Defender C, которую можно разместить на поверхности самых скромных размеров.

Выполнена из органического стекла, толщиной 2 мм.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

Подходит для рециркуляторов

Defender

Габариты, мм

350×200×85

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.