

## Настольный периметр ПНР-03 (без поверки)

Периметры и анализаторы поля зрения

Арт. ПНР-03



**Ваша цена**

Розница

**101 626 руб.**

Оптовая цена

**98 294 руб.**

**Сделано  
в России**

Под заказ

НДС не облагается

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2011/12515 от 04.10.2022**

## Описание

### Настольный периметр ПНР-03

ПНР-03 используется для определения границ поля зрения и дефектов внутри него. Он позволяет использовать методы статической, кинетической и цветовой периметрии.

Состоит из основания, дуги, опоры подбородника, электрической ручки-указки с цветными тест-объектами. Использование ручки-указки облегчает и упрощает работу врача, сокращая время обследования.

Включение осуществляется нажатием кнопки на ручке, выбор цвета и яркости — многопозиционным переключателем. Вращение и установка дуги в определённом положении производится вручную по центральной дисковой шкале. Каждая половина дуги обозначена своим цветом (белым и красным) в соответствии с разметкой на центральной дисковой шкале — это облегчает работу на периметре, упрощает нанесение результатов на бланк и позволяет избежать ошибок. Для удобства пользования градусная разметка дуги нанесена с трёх сторон (включая две боковые), что позволяет видеть её при любом положении дуги.

Демонстрация световых стимулов осуществляется электрической ручкой-указкой. На конце ручки-указки находятся светодиодные тест-объекты, которые в отличие от ранее использующихся пигментных объектов, не выцветают и не загрязняются.

Светодиодные тест-объекты обеспечивают

- постоянную и равномерную яркость;
- стандартизацию условий проведения периметрии;
- удобство, простоту и качество обследования;
- возможность проведения статической, кинетической, цветовой периметрии.

Комплектация

- Периметр.
- Ручка-указка с цветными тест-объектами.
- Блок питания.
- Бланк схем полей зрения (250 шт.).
- Наглазник.
- Паспорт.

### Технические характеристики ПНР-03

Параметр ПНР-03

Диаметр дуги, мм

600

Расстояние, мм

300

Поворот дуги вокруг горизонтальной оси, град

360

Пределы исследования поля зрения в обе стороны, град

80

Цена деления шкалы дуги, град

10

Цена деления дисковой шкалы, град

10

Пределы абсолютной погрешности, град

3

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ПНР-03

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

200×400×600

Вес, кг

2

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.