

Негатоскоп TAGLER НЛ-1

Негатоскопы Арт. НЛ-1



Ваша цена

Розница
7 500 руб.

Оптовая цена
7 200 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Размеры негатоскопа: однокадровый
- Размеры просмотрового экрана, мм: 360×470
- Источник света: флуоресцентные лампы
- Количество ламп: 2
- Есть регулировка яркости: нет, без регулировки

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2021/15393 от 06.12.2023

Описание

Негатоскоп общего назначения TAGLER НЛ-1

Однокадровый люминесцентный негатоскоп TAGLER НЛ-1 предназначен для просмотра радиографических снимков (рентгенограмм, томограмм и т. д.) или ультразвуковых изображений в проходящем свете. Это одна из самых бюджетных моделей негатоскопов на рынке.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/15393 от 23.09.2021.

Негатоскоп излучает направленный, однородно-распределённый свет. Источник света — две матовые люминесцентные лампы Т8 15 В длиной 438 мм с цоколем G13. Цветовая температура ламп более 6000 К. Неравномерность освещения экрана: не более 30 %. Яркость свечения экрана: не менее 1500 кд/м². Срок службы ламп (наработка на отказ): 30 000 часов.

Экран из матового молочно-белого акрилового стекла не даёт бликов. Корпус выполнен из пластика.

Негатоскоп можно устанавливать на горизонтальную поверхность, для чего на нижней стороне корпуса предусмотрены резиновые опоры, или располагать на стене, используя для этого крепёжные элементы, установленные на задней стенке изделия.

Для фиксации рентгенограмм по контуру экрана имеется паз, удерживающий рентгенограммы.

В линейке негатоскопов НЛ есть большая по размеру [мануальная модель НЛ-2](#).

Преимущества

Преимущества TAGLER НЛ-1

- Лучшая на рынке цена.
- Простая модель, прекрасно подходит для оснащения большинства кабинетов в соответствии с приказами Минздрава.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	НЛ-1
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Размеры негатоскопа	однокладный
Размеры просмотрового экрана, мм	360×470
Источник света	флуоресцентные лампы
Количество ламп	2
Есть регулировка яркости	нет, без регулировки
Габариты, мм	510×400×130
Вес, кг	3
Вес в упаковке, кг	3
Габариты в упаковке, см	52×40×15
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	38
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.