

## Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп ALMAS YZ25B

Офтальмоскопы и фундус-камеры



### Ваша цена

Розница  
**203 125 руб.**

Оптовая цена  
**195 000 руб.**

 **АлмасМед**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп ALMAS YZ25B

Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп ALMAS YZ25B – профессиональный офтальмологический прибор, предназначенный для детального исследования глазного дна и сетчатки с целью выявления патологических изменений. Устройство обеспечивает высокое качество визуализации и широкое поле обзора при проведении диагностических процедур.

Оптическая система выполнена по современной технологии с широким полем зрения и минимизацией отражений, что позволяет получать стабильное, контрастное изображение без искажений. Встроенный оптический блок обеспечивает комфортную работу врача при длительных обследованиях.

ALMAS YZ25B оснащён асферической линзой +20D, обеспечивающей четкую фокусировку и высокое качество визуализации структур глазного дна. Лёгкая конструкция и регулируемый головной обруч обеспечивают удобство эксплуатации в ежедневной клинической практике.

Конструкция офтальмоскопа включает легкий регулируемый головной обруч, обеспечивающий комфортную фиксацию и адаптацию под анатомические особенности пользователя. Устройство поставляется в удобном транспортировочном кейсе, что обеспечивает защиту и удобство хранения оборудования.

### Особенности

- Бинокулярная непрямая система наблюдения обеспечивает объемное и детализированное изображение глазного дна.
- Оптический блок обеспечивает высокую чёткость и отсутствие мерцания изображения.
- Регулируемое межзрачковое расстояние от 52 до 74 мм.
- Легкий и эргономичный головной обруч с регулировкой окружности от 530 до 630 мм.
- Возможность регулировки глубины посадки от 85 до 125 мм для индивидуальной настройки.
- Наличие асферической линзы +20D в комплекте для точной фокусировки.
- Регулируемые апертуры (большая, средняя, малая) для различных условий осмотра.
- Фильтры (бескрасный, бесцветный, кобальтово-синий) для расширения диагностических возможностей.
- Плавная регулировка интенсивности освещения до не менее 200 лк.
- Компактный блок питания и удобный транспортировочный кейс в комплекте.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип налобный бинокулярный бесконтактный офтальмоскоп	
Регулировка межзрачкового расстояния (PD)	от 52 до 74 мм
Регулировка головного обруча	530 – 630 мм (окружность), 85 – 125 мм (глубина)
Диаметр зрачка	от 1 до 10 мм
Апертуры	большая, средняя, малая
Фильтры	бескрасный, бесцветный, кобальтово-синий
Фокусное расстояние с линзой +20D	50,5 мм

Тип освещения мини галогенная лампа 6 В/10 Вт

Интенсивность освещения плавная регулировка, до 200 лк

Вес блока питания 674 г

## Преимущества

- Бинокулярная непрямая система наблюдения обеспечивает объемное и детализированное изображение глазного дна.
- Оптический блок обеспечивает высокую чёткость и отсутствие мерцания изображения.
- Широкое поле зрения повышает информативность исследования сетчатки и периферических отделов глазного дна.
- Легкий регулируемый головной обруч снижает нагрузку при длительной диагностической работе.
- Регулировка межзрачкового расстояния от 52 до 74 мм обеспечивает точную настройку под индивидуальные параметры врача.
- Регулировка глубины и окружности головного крепления повышает комфорт и стабильность фиксации прибора.
- Асферическая линза +20D в комплекте обеспечивает высокую четкость и глубину визуализации структур глазного дна.
- Плавная регулировка освещения позволяет адаптировать интенсивность света под клинические условия осмотра.
- Наличие сменных апертур (большая, средняя, малая) расширяет диагностические возможности прибора.
- Использование фильтров (бескрасный, кобальтово-синий, бесцветный) повышает контрастность и качество визуализации сосудов и сетчатки.
- Высокая интенсивность освещения до 200 лк обеспечивает достаточную яркость для детального осмотра.
- Компактный блок питания облегчает эксплуатацию и интеграцию в рабочее место офтальмолога.
- Поставляется с удобным транспортировочным кейсом, обеспечивающим защиту и мобильность оборудования.
- Подходит для интенсивного использования в офтальмологических кабинетах и диагностических центрах.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АлмасМед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039549.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039549.pdf</a>
Габариты, мм	290-365×270×130-155
Вес, кг	1.2
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	25
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.